

## Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-10

### Rätt pinne för rätt analys sparar resurser



Fortfarande kan våra upphandlade leverantörer inte leverera produkterna i den mängd som vi har behov av. Och att hitta ersättningsprodukter är inte lätt i rådande läge.

Därför vill vi be Er att använda provtagnings kit på bästa sätt. Det har blivit en djungel med alla dessa olika pinnar och rör men med denna lista försöker vi göra det lättare för Er att förstå.





**53871, 22551, 608415 och 609131 är till för bakterieodling och luftvägspanel, inte för Corona-prov.**

**609274 och 608283 ska användas för Corona-prov och övriga PCR-analyser, inte till bakterieodling eller luftvägspanel.**

Vid beställning av ordinarie produkt i webbsesam hänvisas till nytt beställningsnummer för de ersättningsprodukter som finns för tillfället.

Beteckning	Beställnummer och bild	Officiellt godkänd användning	I Region Halland önskad användning
Sedan tidigare upphandlade artiklar:			
E-swab blå kork (nasofarynxprov)  (Leverantörens artikel nr: CP484CE)	53871 	Bakterieodling, luftvägspanel och PCR	<b>Bristvara! Använd därför bara för bakterieodling och LVPAN (luftvägspanel), <u>inte</u> för PCR</b>
E-swab rosa kork (svalg- eller sårprov) (Leverantörens artikel nr: CP480CE)	22551 	Bakterieodling och PCR	<b>Bristvara! Använd därför bara för bakterieodling, <u>inte</u> för PCR</b>

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-10

Ersättningsprodukter för PCR-analyser:			
Won Transport Medium Kit	609274 	Endast PCR (inte för luftvägspanel LVPAN eller bakterieodling)	Dessa rör ska användas för alla PCR-analyser!
Egna rör med vit kork eller orange kork	608283 	Endast PCR (inte för luftvägspanel LVPAN eller bakterieodling)	Dessa rör ska användas för alla PCR-analyser!
Ersättningsprodukter för bakterieodling:			
SoS´s nasofarynx provtagningsset  (Leverantörens artikel nr: MED-MW178PF)	608415 (Ersättare till Blå E-swab)  	Bakterieodling, luftvägspanel och PCR	<b>Bristvara!</b> använd därför bara för bakterieodling och LVPAN (luftvägspanel), <u>inte</u> för PCR
SoS´s svalg provtagningskit  (Leverantörens artikel nr: MED-MW176PF)	609131 (Ersättare till Rosa E-swab)  	Bakterieodling, luftvägspanel och PCR	<b>Bristvara!</b> använd därför bara för bakterieodling och LVPAN (luftvägspanel), <u>inte</u> för PCR