

Toraxskelett

Hitta i dokumentet

[Indikationer](#)
[Kontraindikationer](#)
[Modalitet](#)
[Patientförberedelser och säkerhet](#)
[Läkemedel/kontrastmedel](#)
[Strålskydd](#)
[Undersökningsprocedur](#)

[Utförande](#)
[Dokumentation](#)
[Patient eftervård](#)
[Standardbilder](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Indikationer

Skelettförändringar, destruktionser.
Vid frakturfrågeställning tas lungor.

Kontraindikationer

Modalitet

Detektor.

Patientförberedelser och säkerhet

Kontrollera ID och att rätt organ och rätt sida undersöks.

Läkemedel/kontrastmedel

Strålskydd

Allmänt strålskydd, se [vårdriktlinje](#).

Undersökningsprocedur

Patienten är liggande eller stående.
Sidomärkning ska synas i bildfältet.

Utförande

Skelettförändringar, destruktionser

Frontal, övre och nedre revbensbild.
På begäran bilateralt, annars endast aktuell
sida. Ev. markör.

Fraktur

Lungor, frontal i inspiration och expiration
och sida i inspiration. Se bilder lungor.

Dokumentation

Utförande röntgensjuksköterska fyller i sitt ID.
Dokumentera allmänt strålskydd.

Dokumentera om avvikelse sker.

Bildkriterier/rekonstruktioner/bildbearbetning/arkivering

Revben övre

Planläge.

Centrera i övre toraxhalvan.

Ta bilden i exspirationsläge.

Kosta I ska vara i bildens överkant och lite av ryggraden ska ses medialt i bilden.

Revben nedre

Planläge.

Centrera i höjd med xiphoideus.

Nedre kosta ska vara med och lite av ryggraden medialt. Blända in.

Ta bilden i exspirationsläge.

Bildbearbetning och arkivering

Ansvarig röntgensjuksköterska kontrollerar att bilderna är tagna med rätt ID och att sidomarkering är korrekt.

Samtliga tagna bilder sändes till PACS. Efterbearbetning som beskärning av kroppsytta på tagen bild bör undvikas.

Patient eftervård

Standardbilder



Torax övre DX



Torax övre SIN



Torax nedre DX



Torax nedre SIN



Torax övre DX med markör



Torax övre DX nedvriden med markör

Uppdaterat från föregående version

2023-05-16: Årlig uppdatering utan ändring.
2022-06-14: Årlig uppdatering utan ändring.
2020-01-13: Allmän uppdatering. Nya bilder.
Ändras pga. nya skelettlabb.