

MR-undersökning av patient med Reveal-dosa HSV

Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)
[Utförande](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Sammanfattning

Det är inte kontraindicerat att göra MR-undersökning på 1,5 T Magnetkamera om patienten har Reveal-dosa. Det finns dock ett par saker som bör beaktas.

- Sändarspolar får inte användas på bröstet, bålen eller axelområdet.

Det finns inga begränsningar för spolar som endast är mottagande eller användning av lokala sändar- och mottagarspolar för bildtagning av huvud eller extremiteter.

- Den totala scanningstiden får inte överstiga 30 minuter. Om man skulle komma upp i den undersökningstiden kan man göra en paus på 10 minuter och därefter fortsätta igen.

Utförande

Kör undersökningen på normal mode.

Uppdaterat från föregående version

2019-11-14: Ersatt info om sändar- och ytspolar med punkt 1, tagit bort info ang när MR kan göras när pat har fått sin Revealdosa.