

Avd: _____ Månad: _____ År: _____

 Kyvett **LOT**: _____ Kontroll **LOT**: _____ Fotometer serienr: _____

UTFÖRS NÄR MAN PÅBÖRJAR NY KONTROLLFLASKA

På flaskan uppgivet intervall: _____ - _____ mmol/L

Eget värde (medelvärde av 2-3 mätningar): _____ mmol/L (Anges i tabell nedan)

Datum	Uppmätt värde	Kontroll						Anmärkning	Sign
		Eget värde: _____ mmol/L							
		-0,5	-0,3	-0,1	+0,1	+0,3	+0,5		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Kontroll analyseras i samband med dagens första prov.
 Öppnad kontrollflaska är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp.
 Öppnad kontrollflaska är hållbar 30 dagar vid förvaring i kylskåp.

Laboratoriets kommentar: