

Rem inrättning, klinik, avd/mott	Personnummer och namn
Rem läkare användarkod (abc123) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

TILLVÄXTDIAGRAM S-IGF 1/S-IGFBP 3



Provtagning

Datum: _____ kl: _____ Sign: _____

Provhantering

Prov tas i SST-rör 3,5 mL guldgul propp.
 Centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter.
 Centrifugerat prov hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 2 dygn i kyla.
 Vid >2 dygns förvaring fryses serum.

Pubertetsstadium

OBS! Obligatorisk uppgift

	Flickor	Pojkar	
<input type="checkbox"/> 1	B1	Testes	1-3 mL
<input type="checkbox"/> 2	B2	Testes	4-8 mL
<input type="checkbox"/> 3	B3	Testes	9-14 mL
<input type="checkbox"/> 4	B4	Testes	15-19 mL
<input type="checkbox"/> 5	B5	Testes	≥20 mL

SID-nr (anges av laboratoriet)