

Avd/Enhet: \_\_\_\_\_

Instrumentnr: \_\_\_\_\_

<b>Negativ kontroll</b> MAS UA DipTube <b>1</b>  Analys / (åsatt värde)	<b>Positiv kontroll</b> MAS UA DipTube <b>2</b>  Analys / (åsatt värde)
--	--

Datum	BLO (Negativ)	GLU (Negativ)	PRO (Negativ)	NIT (Negativ)	LEU (Negativ)	BLO (1+ - 3+)	GLU (1+ - 3+)	PRO (1+ - 3+)	NIT (Positiv)	LEU (1+ - 4+)	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">LOT</div> Multistix 5	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">LOT</div> MAS UA DipTube	Sign

Negativ och positiv kontroll analyseras en gång per vecka. Öppnad kontroll är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp. Öppnad kontroll är hållbar 20 doppningar eller 8 veckor (det som inträffar först) vid förvaring i kylskåp. Rumstempereras och blandas väl före användning.