


Förtydligande av rättningar i Journalia-AK – 2020-11-24


Stängknappen fungerar korrekt i dialogen Klara brev



Knappen Stäng fungerar nu att klicka på i dialogen Klara brev.


Kortkommando F3 fungera likt som tidigare.

Analys enligt urval fungerar korrekt på alla enheter




Vid analys av dagens arbete i AK Kontroll så fungerar nu funktionen med presentation av antal brev samt färgning av knappen eBrev till posten korrekt även på de enheter som har Å, Ä och Ö i sina förkortningar.

Provsvår som hanteras av INGEN kommer sorteras bort korrekt



Provsvår som markerats att de ska hanteras av INGEN i Doseringslistan kommer inte längre att presenteras med kontrollfråga om provsvår ska importeras när patienten söks upp på annat sätt.

Meddelande om val av utskrift visas korrekt



Meddelandet som presenteras vid utskrift via funktionen Brevproduktion visas korrekt så att val av utskrift kan göras utan att meddelanderutan försvinner som tidigare.

Väljs Ja sker utskrift på papper och väljs Nej skapas ett E-brev precis som tidigare.

Provsvar med svarskoden SE K-PK kommer inte importeras till Doseringslistan

Slutsvar		
Analys	Resultat	Enhet
kP-PK	H 1.9	INR
Analyssvaret ringt. Mottaget av: Kalle Anka		
P-PK	x SE KPK	INR
Se svar kapillärt PK.		

Lab-svar som inte har något faktiskt provsvärvärde utan endast innehåller svarskoden SE K-PK kommer att sorteras bort och importeras inte till Journalia-AK.

Detta för att slippa onödig hantering då provsvaret i dessa fall istället inkommer från kapillärr remiss.

Förtydligande av funktionen Översikt vid analys av dagens datum

Översikt - att göra

Ev urval registreringsdatum (tomt = inget urval, dvs alla aktiva patienter) 2020-11-24 - + X Starta analys Plats/AK-enhet

Information

Inte alla patienter utan endast patienter med registreringsdatum=2020-11-24 kontrolleras!

OK

När analys görs i Översikten med datum valt presenteras ett förtydligande meddelande för att uppmärksamma att kontroll endast kommer ske för de patienter som har registreringsdatum på valt datum.

Funktionaliteten är inte förändrad på något annat sätt.

Förtydligande av knappen Utskrift standard

Nästa kontroll mån v. 53 Bokningar

Om veckor Datum Ev kl KLAR

12 - + 2020-12-28

Komm.sätt patient RID (om remiss)

E-brev

2020-11-24 18:29:29 EHN208

Risker Utskrift standard

CC Återbesök Extra utskrift (till avd.)

Vid klick på knappen Utskrift standard på patientens doseringssida görs en extra kontroll om senaste kontrollen är äldre än 2 dagar.

Om nästa kontroll är äldre än 7 dagar frågar systemet 'Du kanske vill skriva ut påminnelse?'

Väljs Ja öppnas då istället Brevproduktionen och påminnelsebrev kan väljas att skrivas ut istället.

Kontrollfråga

Du kanske vill skriva ut påminnelse?

Ja

Nej

Kontrollfråga

Du kanske vill skriva ut kallelse?

Ja

Nej

Väljs Nej görs en vanlig utskrift standars, det vill säga Doseringsbrev för patienter som står på Waran och Uppföljningsbrev för patienter som står på DOAK.

Om nästa kontroll är längre framåt i tiden än 7 dagar frågar systemet 'Du kanske vill skriva ut kallelse?'

Väljs Ja öppnas då istället Brevproduktionen, väljs Nej skrivs görs en vanlig utskrift standars.