

Avd: \_\_\_\_\_ Månad: \_\_\_\_\_ År: \_\_\_\_\_

 Kyvett **LOT**: \_\_\_\_\_ Kontroll **LOT**: \_\_\_\_\_ Fotometer serienr: \_\_\_\_\_

**UTFÖRS NÄR MAN PÅBÖRJAR NY KONTROLLFLASKA**

På bipacksedeln uppgivet intervall: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ g/L Eget värde (MV av 2-3 mätningar): \_\_\_\_\_ g/L (Anges i tabell nedan)

Datum	Uppmätt värde	Kontroll													Anmärkning	Sign
		Eget värde: _____ g/L														
		-6	-5	-4	-3	-2	-1	↓	+1	+2	+3	+4	+5	+6		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

Kontroll analyseras minst en gång per vecka.

Öppnad kontrollflaska är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp.

Öppnad kontrollflaska är hållbar 31 dagar vid förvaring i kylskåp eller i rumstemperatur.

Laboratoriets kommentar: .....