

## Provkoder för beställning av mikrobiologiska analyser i VAS

| Provkod  | Analys/analyser   | Provtyp                | Provrör   | Kommentar  |
|--|---|------------------------|---|--|
| <b>Absces</b>  | Abscess, ange var odling är tagen                           | Abscess                | Sterilt rör   | Skriv i frågeställning om svampodling önskas   |
| <b>AkLev</b>   | Leverspecifika antikroppar                                  | Blod/serum             | SST-rör (gul kork)  |  |
| <b>AMASMA</b>  | AMA + SMA   | Blod/serum             | SST-rör (gul kork)  |  |
| <b>ANA</b>   | ANA-screen ANA+ENA+dsDNA                                    | Blod/serum             | SST-rör (gul kork)  |  |
| <b>ANAscl</b>  | ANA-screen vid frågeställning systemisk skleros/sklerodermi | Blod/serum             | SST-rör (gul kork)  |  |
| <b>ANCA</b>  | ANCA (anti-MPO, anti-PR3)                                   | Blod/serum             | SST-rör (gul kork)  |  |
| <b>ANCAGB</b>  | ANCA+GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)                  | Blod/serum             | SST-rör (gul kork)  |  |
| <b>Ascite</b>  | Ascites odling  | Aschites               | Sterilt rör   | Skriv i frågeställning om svampodling önskas   |
| <b>AST</b>   | AST   | Blod/serum             | SST-rör (gul kork)  | Skickas till Lund  |
| <b>B AE 1</b><br><b>B AE 2</b><br><b>B AE 3</b><br><br><b>B AN 1</b><br><b>B AN 2</b><br><b>B AN 3</b><br><br><b>B GUL</b> | Blododling: Odling av bakterier                             | Blod                   | Grön odlingsflaska<br><br>Orange odlingsflaska<br><br>Gul PF-flaska | Om svampodling önskas – ring till mikrobiologen, 035-13 18 50, och begär förlängd odling, svamp. |
| <b>Borrel</b>  | Borrelia IgM+ IgG, neuroborrelia                            | Blod/serum, likvor     | SST-rör (gul kork)  | Biobank  |
| <b>Bronk</b>   | Bronkvätska/borste BAL odling                               | Bronkvätska/borste BAL | NaCl rör  | Sterilt rör med 1 ml koksaltlösning<br><br>Skriv i frågeställning om svampodling önskas          |
| <b>CALICI</b>  | Calicivirus (Norovirus G1 och G2), PCR                      | Faeces, uppkastning    | Rör brun kork   | Genexpert snabbtest. Beställs under KEM  |
| <b>CAPD</b>  | CAPD-vätska odling  | CAPD-vätska            | Odlingsflaskor  | Skriv i frågeställning om svampodling önskas   |
| <b>CCP</b>   | Anti-CCP  | Blod / serum           | SST-rör (gul kork)  |  |
| <b>ChIaGC</b><br><b>ChIGC1</b><br><b>ChIGC2</b><br><b>ChIGC3</b><br><b>ChIGC4</b>  | Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR           | Urin, Cervix, Urethra  | Klamydiakit   |  |
| <b>Clotox</b>  | Clostridioides difficile toxin                              | Faeces                 | Rör brun kork   |  |

## Provkoder i bokstavsordning

| Provkod  | Analys/analyser                                  | Provtyp  | Provrör  | Kommentar         |
|--|--|--|--|-------------------|
| <b>COVIgG</b>  | anti-SARS-CoV-2 Nukleokapsid + Spike             | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
| <b>COVPat</b>  | SARS-CoV-2 PCR (patient)                         | Sputum, nph,<br>nph-aspirat,<br>svalg,BAL,<br>borstprov,<br>bronksköljvätska,<br>trakealsekret |  | GenXpert akuttest |
| <b>COVPer</b>  | SARS-CoV-2 PCR (personal)                        |  |  |                   |
| <b>COVXA</b>   | AKUT SARS-CoV-2 PCR, Influenza A/B samt RSV PCR  |  |  |                   |
| <b>Dmikro</b>  | Direktmikroskopi bakterier                       | Likvor   | Sterilt rör  |                   |
| <b>EBVCMV</b>  | EBV (Epstein Barr virus) + CMV (cytomegalovirus) | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
| <b>EndoHD</b>  | Endotoxin hemodialysvätska                       | Prov från dialysavd  | Endotoxinrör   |                   |
| <b>EndoHF</b>  | Endotoxin hemofiltrationsvätska                  | Prov från dialysavd  | Endotoxinrör   |                   |
| <b>EndoRO</b>  | Endotoxin RO-vatten                              | Prov från dialysavd  | Endotoxinrör   |                   |
| <b>Finhsm</b>  | Faeces inhemsk smitta, PCR                       | Faeces   | Rör brun kork  |                   |
| <b>Fmask</b>   | Faeces mikroskopi mask/maskägg                   | Faeces resp tejpprov   | F-mikro (Brun kork SAF-lösning) el tejp på objektsglas |                   |
| <b>FusoPC</b>  | Fusobacterium necrophorum, PCR                   | Svalg  | E-swab rosa kork                                       |                   |
| <b>Futlsm</b>  | Faeces utlandssmitta, PCR                        | Faeces   | Rör brun kork  |                   |
| <b>Fvirus</b>  | Gastrovirus                                      | Faeces   | E-swab rosa kork                                       |                   |
| <b>FVhyg</b><br><b>FVhyg1</b><br><b>FVhyg2</b>         | Vårdhyg. screen MRGN och VRE                     | Faeces, urin, sårsekret etc  |  | Vårdhyg screen    |
| <b>FxDief</b>  | Faeces Dientamoeba fragilis                      | Faeces   | Rör brun kork  |                   |
| <b>GC</b><br><b>GC 1</b><br><b>GC 2</b><br><b>GC 3</b> | Gonokockodling                                   | Cervix, uretra, rektum, ögon, svalg, konjunktivalsekret  | E-swab   |                   |
| <b>HBsAg</b>   | Hepatit B  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
| <b>HBVDNA</b>  | Hepatit B DNA påvisning                          | Blod/plasma  | EDTA-rör (lila kork)                                   | Skickas till Lund |
|  |  |  |  |                   |
| <b>HCVRNA</b>  | Hepatit C RNA påvisning                          | Blod/plasma  | Rör pärlemor kork                                      |                   |
| <b>HeliAg</b>  | Helikobakter pylori antigen                      | Faeces   | Rör brun kork  |                   |
| <b>HemoDV</b>  | Hemodialysvätska                                 | Prov från dialysavd  |  |                   |
| <b>HemoFV</b>  | Hemofiltrationsvätska                            | Prov från dialysavd  |  |                   |
| <b>HepA</b>  | Hepatit A  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
| <b>HepA-E</b>  | Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C + Hepatit E    | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
|  |  |  |  |                   |
| <b>HepBc</b>   | Hepatit B (HBc)                                  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
| <b>HepBs</b>   | Hepatit B immunitet (HBs)                        | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
| <b>HepC</b>  | Hepatit C (HCV)                                  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |
| <b>HepE</b>  | Hepatit E  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)                                     |                   |

## Provkoder i bokstavsordning

| Provkod   | Analys/analyser  | Provtyp  | Provrör                      | Kommentar                                    |
|---|--|--|------------------------------|--|
| <b>HIV</b>  | HIV (Combo antigen o antikroppar)  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)           |  |
| <b>HIVBC</b>  | HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hepatit C  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)           | Blodsmittescreening                          |
| <b>HIVHep</b>   | HIV + Hepatit B (HBsAg)  | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)           |  |
| <b>HIVRNA</b>   | HIV RNA påvisning  | Blod/plasma  | EDTA-rör (lila kork)         | Skickas till Lund                            |
| <b>HSHZPC</b>   | Herpes simplex + Herpes zoster virus, PCR  | Blåsor, sekret från misstänkta lesioner                                      | E-swab                       |  |
| <b>HTLV</b>   | HTLV   | Blod/serum   | SST-rör (gul kork)           |  |
| <b>Katspe</b>   | Kateterspetsar odling  | Kateterspets   | Sterilt rör                  | Skriv i frågeställning om svampodling önskas |
| <b>Ledpun</b>   | Ledvätska/punktat odling   | Ledvätska/punktat  | Sterilt rör                  | Skriv i frågeställning om svampodling önskas |
| <b>LegiAg</b>   | Legionella-antigen   | Urin   | Urinrör                      |  |
| <b>LikME</b>  | Likvor meningit/encefalit panel PCR  | Likvor   | Sterilt rör                  | Filmarray                                    |
| <b>Likvor</b>   | Likvor odling  | Likvor   | Sterilt rör                  |  |
| <b>LVLegi</b>   | Legionella pneumoniae, Chlamydomphila psittaci, Mycoplasma pneumoniae och Chlamydomphila pneumoniae, PCR | Sputum, trakealsekret, BAL, bronkborste, bronksköljvätska, sterilt borstprov | Sputumburk eller sterilt rör |  |
| <b>LVMyc</b>  | Mycoplasma pneumoniae + Chlamydomphila pneumoniae, PCR   | Nph-aspirat, nph, svalg, sputum  | E-swab, sputumburk           |  |
| <b>LVPAN</b>  | Luftvägspanel PCR  | Nph-aspirat, nph   | E-swab blå kork              | Filmarray                                    |
| <b>LVPert</b>   | Bordetella pertussis, PCR  | Nph-aspirat, nph, svalg  | E-swab                       |  |
| <b>MgenPC</b>   | Mykoplasma genitalium, PCR   | Urin, uretra, cervix   |                              |  |
| <b>MRGN<br/>MRGN 1<br/>MRGN 2</b>                       | Multi Resistent Gram Neg screen  | Faeces   | Rör brun kork                | Vårdhygienisk screening                      |
| <b>MRSA<br/>MRSA 1<br/>MRSA 2<br/>MRSA 3<br/>MRSA 4</b> | MRSA   | Näsa, perineum, svalg, sår, urin   |                              | Vårdhygienisk screening                      |
| <b>NeoNat</b>   | Neonatal odling  | Svalg, faeces  |                              |  |
| <b>NeoNa1</b>   | Neonatal odling  | Svalg, faeces  |                              |  |
| <b>Nph</b>  | Nasofarynx: odling av bakterier  | Nasofarynxsekret   | E-swab blå kork              | Skriv i frågeställning om svampodling önskas |
| <b>Ogon<br/>Ogon1</b>                                   | Ögonsekret odling  | Ögonsekret   | E-swab                       |  |
| <b>Oron<br/>Oron1</b>                                   | Öronsekret odling  | Öronsekret   | E-swab                       | Skriv i frågeställning om svampodling önskas |
| <b>PCR16S</b>   | Bakteriespecifik PCR/16s rRNA gen detektion  | Vävnadsbit, ledvätska, blod, pleura, likvor                                  | Sterilt rör                  | Skickas till Sahlgrenska                     |
| <b>Pleura</b>   | Pleuravätska odling  | Pleuravätska   | Sterilt rör                  | Skriv i frågeställning om svampodling önskas |

## Provkoder i bokstavsordning

| Provkod   | Analys/analyser                              | Provtyp   | Provrör                      | Kommentar   |
|---|--|---|------------------------------|---|
| <b>Pnejir</b>   | Pneumocystis jirovecii PCR                   | BAL, sputum, trakealsekret, nph-aspirat, munsköljvätska | Sputumburk eller sterilt rör |   |
| <b>PneuAg</b>   | Pneumokockantigen                            | Urin, likvor  | Urinrör                      |   |
| <b>Punkt</b>  | Punktat ej steril miljö odling               | Punktat i ej steril miljö                               | Sterilt rör                  | Skriv i frågeställning om svampodling önskas            |
| <b>RA</b>   | RA-test                                      | Blod/serum  | SST-rör (gul kork)           |   |
| <b>RACCP</b>  | RA + Anti-CCP                                | Blod/serum  | SST-rör (gul kork)           |   |
| <b>ROvatt</b>   | RO-vatten från tappställe                    | Prov från dialysavd                                     |                              |   |
| <b>Rubell</b>   | Rubella-immunitet                            | Blod/serum  | SST-rör (gul kork)           | Biobank   |
| <b>SekGen</b>   | Sekret genital odling                        | Sekret genitalt   | E-swab rosa kork             | Skriv i frågeställning om svampodling önskas            |
| <b>Sekret</b>   | Sekret övrigt, ange var odling är tagen      | Sekret, fostervatten, bröstmjölk                        |                              | Skriv i frågeställning om svampodling önskas            |
| <b>SekSar</b><br><b>SekSa1</b><br><b>SekSa2</b><br><b>SekSa3</b>                  | Sårsekret, ange var odling är tagen.         | Sårsekret   | E-swab rosa kork             | Skriv i frågeställning om svampodling önskas            |
| <b>Sputum</b>   | Sputumprov odling                            | Sputum  | Sputumburk                   | Skriv i frågeställning om svampodling önskas            |
| <b>Svalg</b>  | Svalg: odling av bakterier (streptokocker)   | Svalgsekret   | E-swab rosa kork             | Skriv i frågeställning om svampodling önskas            |
| <b>SvampH</b>   | Svampdiagnostik hudskrap/hår                 | Hudskrap, hår   | Svamprör                     | Direktmikroskopi ingår i odling                         |
| <b>SvampJ</b>   | Svampodl jästsvamp slemhinna                 | Cervix, Mun, etc  | E-swab rosa kork             |   |
| <b>SvampN</b>   | Svampdiagnostik nagelprov                    | Nagel   | Svamprör                     |   |
| <b>Syfilis</b>  | Syfilis                                      | Blod/serum  | SST-rör (gul kork)           |   |
| <b>TBIGRA</b>   | IGRA Tuberkulostest (Quantiferon)            | Blod  | IGRA-rör                     | Rör beställs från mikrobiologen                         |
| <b>TB PCR</b>   | Tuberkulos PCR snabb sputum                  | Sputum  | Sputumburk                   |   |
| <b>Trakea</b>   | Trakealsekret odling                         | Trakealsekret   |                              |   |
| <b>tTgGli</b>   | Transglutaminas IgA + screening av total IgA | Blod/serum  | SST-rör (gul kork)           |   |
| <b>Uodl</b>   | Odling av bakterier                          | Urin  | Urinrör                      | För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen. |
| <b>UodIN+</b>   | Nitritpositiv: odling av bakterier           | Urin med positiv nitritsticka                           |                              |   |
| <b>UodIUP</b>   | Odling av bakterier + ureaplasma PCR         | Urin  |                              |   |
| <b>UreaPC</b>   | Ureaplasma PCR                               | Urin, fostervatten                                      | Urinrör                      |   |
| <b>Vavna1</b><br><b>Vavna2</b><br><b>Vavna3</b><br><b>Vavna4</b><br><b>Vavna5</b> | Vävnadsprov odling                           | Vävnad  | Sterilt rör                  |   |
| <b>VRE</b>  | VRE (Vankomycin Resistent Enterokocker)      | Faeces, KAD-urin, sår                                   |                              | Vårdhygienisk screening                                 |