

Medicinsk diagnostik Halland
Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
Abscessodling	Abscess	Sterilt rör	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	
AKUT SARS-CoV-2 + Influensa A, B + RS	Nph, Nph- aspirat	eSwab orange kork		Akut analys. Om ej urakut, se: <i>SARS-CoV-2+Influensa A, B +RS</i>	AKUT – dygnet runt	4 h	
AMA/SMA- antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			1 ggr/v	1-7	
ANA-screen	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1-7	
ANCA	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	
ANCA + GBM	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	
Ascitesodling	Ascites	Sterilt rör	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Dagligen	2-3	
Bakteriespecifik PCR (16S rRNA)	Vävnadsbit, ledvätska, blod, pleura, likvor	Sterilt rör		Skickas till Lund			
BAL Pneumocystis jirovecii DNA	BAL, sputum	Sterilt rör, sputumburk		Sputum Pneumocystis har egen beställning	Mån-fre	1-2	
BAL, bakterie- + svampodl	Bronsksköljvätsk a, bronksekret, BAL	Sterilt rör	Inom 24 h	Odling för svamp, nocardia och actinomyces ingår	Mån-fre	2-3	
Betaglukan	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			3 ggr/v	1-3	

Utfärdare: Jennie Malm
Godkänd av: Jennie Malm

Rutin - Mib

Dok.nr-version: 16006-2
Gäller från: 2025-08-12

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
Bihålesekret odling	Sekret från meatus media, bihåla etc	eSwab, sterilt rör	Inom 24 h	Används på ÖNH-kliniken, övriga se <i>Nasofarynx-odling</i>	Mån-fre	2-3	
Blododling aerob 1-3	Blod	Grön odlingsflaska	Snarast möjligt	Önskas svampodling ring till mikrobiologen 035-13 18 50 och begär förlängd odling, svamp	Dagligen	1-6	Om positivt
Blododling anaerob 1-3		Orange odlingsflaska					
Blododling PF-flaska		Gul PF-flaska					
Bordetella pertussis/Paraperussis DNA	Nph-aspirat, nph, svalg	eSwab, orange kork	Lör före 7.30		Mån-lör	1	Om positivt hos barn <1 år
Borrelia ak, IgM + IgG Neuroborrelia ak, IgM + IgG	Blod/serum, likvor	Blod SST-rör (gul kork) Likvor, sterilt rör			2 ggr/v	1-4	
Bronkborste	Bronkborste	Sterilt rör med 1 ml koksaltlösning	Inom 24 h	Odling för svamp, actinomyces och nocardia ingår	Mån-fre	2-3	
Bröstmjolk odling	Bröstmjolk	Sterilt rör	Inom 24 h	Ange om det är odling inför donation	Mån-fre	2-3	
Candida auris	Flera möjliga, se screeningrutin	eSwab	Inom 24 h	Ange provmaterial	Mån-fre	2-3	
CCP-antikropp IgG	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			1 ggr/v	1-7	

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
Clostridioides difficile DNA toxin	Feces	Rör, brun kork		Ingår även i fecespanel	Mån-lör	1	
Csv Meningit/encefalit panel DNA/RNA	Likvor	Sterilt rör	Vard före kl 15 Helg före kl 12		Dagligen	4 tim – 1 dygn	Om positivt
Csv mikroskopi bakterier	Likvor	Sterilt rör	Inom 24 h		Dagligen	1	Om positivt
Csv odling	Likvor	Sterilt rör	Inom 24 h		Dagligen	2-3	Om positivt
Dermatofyt DNA, hud, nagel	Hud, hår, nagel	Vacutainerrör av glas, röd kork			2 ggr/v	1-7	
Dialysvätska aerobodling	CAPD-vätska	Grön odlingsflaska			Dagligen	Flaskor 1-6 dygn	
Dialysvätska anaerobodling	CAPD-vätska	Orange odlingsflaska					
Dientamoeba fragilis	Feces	Rör, brun kork	Inom 24 h		Mån-lör	1	
dSDNA-antikroppar IgG + IF	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			1 gång/vecka	1-7	
EBV + CMV antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1-4	
Endotoxin hemofiltrationsvätska	Prov från dialysavd	Endotoxinrör			Mån-fre	1-2	Om positivt
Endotoxin vatten för tillredning	Prov från dialysavd	Endotoxinrör			Mån-fre	1-2	
Fecespanel DNA/RNA	Feces	Rör, brun kork			Mån-lör	0-1	
Fusobacterium necrophorum DNA, svalg-	Svalg	eSwab rosa kork			Mån-lör	1	
Gonorréodling, -rektum,	Cervix, uretra, rektum, svalg,	eSwab, rosa kork. För uretra	Inom 24 h		Mån-fre	2-3	

Utfärdare: Jennie Malm
Godkänd av: Jennie Malm

Rutin - Mib

Dok.nr-version: 16006-2
Gäller från: 2025-08-12

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefon svar
-svalg, -uretra, - vaginalsekret	ögon, konjunktivalsekr et	använd eSwab, blå kork.					
Helicobacter pylori antigen	Feces	Rör, brun kork	Inom 24 h		2 ggr/v	1-3	
Hemofiltra tionsvä ska odling	Prov från dialysavd				Mån-fre	5-7	Om positivt
Hepatit A, B, C, E och Hbc	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Paket vid viral hepatit- frågeställning	Mån-fre	1	
Hepatit A, B, C, HBc-ak och HIV	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Vid ny hep B (används av infektionsklinike n)	Mån-fre	1	
Hepatit A, B, HBc-ak och HIV	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Vid ny hep C (används av infektionsklinike n)	Mån-fre	1	
Hepatit A- antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	
Hepatit B c- antikropp	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	
Hepatit B DNA	Blod/plasma	EDTA-rör (lika kork)		Analyseras i Lund			
Hepatit B e- antigen	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Analyseras i Lund			
Hepatit B e- antikropp	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Analyseras i Lund			
Hepatit B s- antigen	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Frågeställning: aktuell hepatit B infektion?	Mån-fre	1	
Hepatit B s- antikropp	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Frågeställning: Immunitet hepatit B?	Mån-fre	1	

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
Hepatit C RNA	Blod/plasma	Rör pärlemor kork /PPT (alt EDTA-rör)			Mån-fre	1-2	
Hepatit C RNA genotyp	Blod/plasma/ serum	EDTA-rör, SST- rör		Analyseras i Lund			
Hepatit C- antikropp	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	
Hepatit D- antikropp	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Analyseras i Lund			
Hepatit E- antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	
Herpes simplex 1 2 + Varicella zoster DNA	Blåsor, sekret från misstänkta lesioner	eSwab rosa kork			Mån-lör	1	
HIV 1 RNA	Blod/plasma	EDTA-rör (lila kork)		Analyseras i Lund			
HIV screen antikropp + antigen	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	Vid stark misstanke eller bekräftat positivt
HIV screen och HBsAg	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		(Används av mödravården)	Mån-fre	1	
HIV screen, HBsAg och HCV- ak	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Blodsmitte- screening	Mån-fre	1	
HTLV 1+2- antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	Vid stark misstanke eller bekräftat positivt
Hud Svamp- odling	Hudskrap, hår	Vacutainerrör av glas, röd kork		Direktmikrosko pi ingår i odling	Mån-fre	3-14	
Hörselgång odling, höger/vänster	Öronsekret	eSwab, orange kork	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	

Utfärdare: Jennie Malm
Godkänd av: Jennie Malm

Rutin - Mib

Dok.nr-version: 16006-2
Gäller från: 2025-08-12

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
Jästsvamp odling	Cervix, mun etc	eSwab, rosa kork			Mån-fre	2-3	
Kateterspets odling	Kateterspets	Sterilt rör	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	
Klamydia + gonorré DNA	Cervix, vagina, urethra, anal, ögon, svalg, nph. Urin.	Klamydiakit för sekret, alternativt urin.			Mån-fre	1-2	
Ledvätska odling	Ledvätska/punkt at	Sterilt rör	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Dagligen	2-3	
Legionella pneumophila antigen, urin-	Urin	Urinrör			Dagligen	4 h – 1 dygn	
Legionella pneumophila + Chlamydia psittaci DNA	Sputum, trakealsekret, BAL, bronkborste, bronksköljvätska, sterilt borstprov	Sputumburk eller sterilt rör	Lörd före 07.30		Mån-lör	1-2	Om positivt
Leverspecifika antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			2 ggr/v	1-7	
Luftvägspanel DNA/RNA	Nph-aspirat, nph	Sugset, eSwab orange (små barn blå)	Vardagar före 15.00 Helg före 12.00		Dagligen	4 tim-1 dygn	
Mpox DNA	Blåsor, sekret från misstänkta lesioner	eSwab, rosa kork			Mån-fre	1	Om positivt
MRG odling	Feces	Rör, brun kork	Inom 24 h	Vårdhygienisk screening	Mån-fre	1-3	
MRSA, näsa/perineum/sår/sekret/svalg/	Sekret, urin	Rosa eSwab Urin – odlingsrör Monovette	Inom 24 h		Mån-lör	1-2	Om positivt till vårdhygien

Utfärdare: Jennie Malm
Godkänd av: Jennie Malm

Rutin - Mib

Dok.nr-version: 16006-2
Gäller från: 2025-08-12

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
Ijumske/ urin KAD							
Mycobacterium tuberculosis DNA	Sputum	Sputumburk			Mån-lör	1-2	
Mycoplasma + Chlamydia pneumoniae DNA	Nph-aspirat, nph, svalg, sputum	eSwab (rosa, orange). Sugset. Sputumburk.		Ingår även i luftvägspanel	Mån-fre	1	
Mycoplasma genitalium DNA, urin- / vaginalsekret-	Urin, uretra, cervix	Urinrör röd kork. eSwab, blå/rosa			Mån-fre	1	
Nasofarynx- odling	Nasofarynxsekr et	eSwab orange, blå	Inom 24 h		Mån-fre	2-3	
Neonatal- screening, feces- / svalg-	Feces Svalg	Rör, brun kork eSwab rosa kork	Inom 24 h		Mån-fre	2-3	
Neuroborrelia- antikroppar IgM + IgG	Blod/serum Likvor	SST-rör (gul kork) Sterilt rör			2 ggr/v	1-4	
Norovirus RNA	Feces, uppkastning	Rör, brun kork	Inom 24 h	Ingår även i fecespanel	Dygnet runt	4 tim	
Parasit (maskägg)	Feces	Rör, brun kork. Tejpprov.	Inom 24 h		Mån-fre	1-10	
Pleuravätska odling	Pleuravätska	Sterilt rör	Inom 24	Uppge om svampodl önskas	Dagligen	2-3	
Pneumocystis jirovecii DNA / BAL-, sputum-, övr-	BAL, sputum	Sterilt rör, sputumburk, sugset			Mån-fre	1-2	
Punktat odling	Punktat i ej steril miljö, odling	Sterilt rör	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	

Utfärdare: Jennie Malm
Godkänd av: Jennie Malm

Rutin - Mib

Dok.nr-version: 16006-2
Gäller från: 2025-08-12

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
Quantiferon	Blod	IGRA rör	Se analysförteckning	Rör beställs från mikrobiologen	2 ggr/v	1-4	
Reumatoid faktor IgM	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			1 ggr/v	1-7	
Reumatoid faktor IgM + CCP IgG	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			1 ggr/v	1-7	
Rubellavirus-antikropp IgG	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			2 ggr/v	1-4	
SARS-CoV-2 + Influenza A, B + RS	Nph, Nph-aspirat	eSwab orange kork		Om behov av akut analys se under AKUT	Dagligen	1 dag	
Sputumodling	Sputum	Sputumburk	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	
Streptolysin O-antikropp (AST)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)		Analyseras i Lund			
Stickkada (Beställs ej i Cosmic)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Inom 24 h	Pappersremiss ska användas	Dagligen	1	Om positivt på index
Svalgodling	Svalgsekret	eSwab rosa kork	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	1-2	
Syfilis-antikropp	Blod/serum	SST-rör (gul kork)			Mån-fre	1	
Sårödling	Sårsekret	eSwab rosa kork	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	Vid fynd av Corynebacterium diphtheriae i sår-och svalgodling (innan den skickas för toxin-PCR):

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
							meddelas smittskydd
TBE-antikropp IgM AKUT	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Vardagar innan 15.30		Mån-fre	4 h – 1 dag	
TBE-antikroppar IgM + IgG	Blod/serum	SST rör (gul kork)		Analyseras i Lund			
Trakea odling	Trakealsekret	Sterilt plaströr	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	
Transglutaminas- antikropp IgA	Blod/serum	SST rör (gul kork)			2 ggr/v	1-4	
Urinodling	Urin mittstråle (KAD mfl se <i>nedan</i>)	Urinrör	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	1-2	
Urin blåspunktion/ cystoskopi odling			Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	1-2	
Urin KAD odling			Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	1-2	
Urinodling nitritpos			Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	1-2	
Urinodling + Ureaplasma DNA							
Urin Streptococcus pneumoniae antigen	Urin, likvor	Urinrör			Dagligen	4 h – 1 dag	
Urin Ureaplasma DNA	Urin, fostervatten, NPH-aspirat	Urinrör, sterilt rör			Mån-fre	1	
Vaginalsekret odling	Sekret genital	eSwab, rosa kork	Inom 24 h	Uppge om svampodl önskas	Mån-fre	2-3	Streptococcus pyogenes i cervixodling

Utfärdare: Jennie Malm
Godkänd av: Jennie Malm

Rutin - Mib

Dok.nr-version: 16006-2
Gäller från: 2025-08-12

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.

Analyser och svarstider

Analys	Provtyp	Provrör	Lab tillhanda	Kommentar	Analyseras	Tidsåtgång (arbetsdagar)	Telefonsvar
							hos >1 patienter på förlossnings- avd: meddelas avd. och vårdhygien
VRE DNA, feces- / KAD urin- / sår- sekret-	Feces, KAD urin, sårsekret	Rör, brun kork Urinrör eSwab, rosa kork	Inom 24 h		Mån-lör	1-3	Om positivt till Vårdhygien
VRE DNA + MRC odling, feces- / KAD urin- / sekret-	Feces, KAD urin, sårsekret	Rör, brun kork. Urinrör. eSwab, rosa kork.	Inom 24 h		Mån-lör	1-3	Om positivt för ESBLcarba eller VRE till vårdhygien
Vävnad odling 1-5	Vävnad	Sterilt rör	Inom 24 h		Mån-fre	4-12	
Öga Glaskropp odling	Glaskropp	Sterilt rör	Inom 24 h	Tas på ögonkliniken	Mån-fre	2-4	
Öga Kammarvatten odling	Kammarvatten	Sterilt rör	Inom 24 h	Tas på ögonkliniken	Mån-fre	2-4	
Öga Konjunktiva odling, höger- / vänster-	Ögonsekret	eSwab, rosa kork	Inom 24 h		Mån-fre	2-5	
Öga Korneaskrap	Hornhinneskrap	Skalpell (agarplatta, buljong)/ eSwab	Inom 24 h	Tas på ögonkliniken	Mån-fre	2-4	