

Utfärdare:	Lena Järkendal Samuelsson	Dok.nr/version:	10575-48
Godkänt av:	Lena Järkendal Samuelsson	Giltig från:	2026-08-03

Lab/Ort: F (Falkenberg), H (Halmstad), K (Kungsbacka), V (Varberg)
Pt (Patient), Csv (Cerebrospinalvätska), U (Urin), aB (artär blod), vB (venöst blod), kB (kapillärt blod), f (fastande), Erc (eryocytkonstanter), Ledv (ledvätska).
* Drogtest för arbetsplatstestning.

Parameter	Akrediteringsområde/ Teknikområde	Provtyp	Metod-ID Centuri	Metod/Mätprincip	Utrustning (Tillverkare)	Enhet	Nivåer	Mätosäkerhet (%)	Lab/Ort
Aceton	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	1345	Gaskromatografi	7800-serie (Agilent)	mmol/L	1,82 12,9	9 8	H,V
ACTH	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15185	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	pmol/L	9,13 166,6	4 5	H
Adalimumab	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	13153	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	mg/L	9,58 34,2	9 7	H
AFP	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15186	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	kIE/L	5,5 202,18	4 4	H
ALAT	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15778	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µkat/L	0,43 2,39	3 3	H,V
Albumin	Klinisk kemi Allmänkemi	Csv	15780	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	214,88 325,86	5 4	H,V
Albumin	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma, Serum	15781	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	21,09 54,18	3 3	H,V
Albumin	Klinisk kemi Allmänkemi	Urin, tU	15782	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	14,72 56,3	5 3	H,V
Albumin/Krea index	Klinisk kemi Allmänkemi	Urin	15782	Beräkning	Cobas Pro (Roche)	-	-	-	H,V
ALP (Alkaliskt fosfatas)	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15783	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µkat/L	0,7 4,47	4 3	H,V
Amfetaminer, (screen) *	Droganalyser Droger	Urin	15785	KIMS	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
Ammoniumjon	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15588	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	73,9 244,28	4 3	H
Amylas, pankreas	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15784	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µkat/L	0,23 3,49	4 2	H,V
Antitrombin (enz, Tromb)	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	1022	Fotometri	STA-R Max (Diagnostics Stago)	kIE/L	0,96 0,49	6 10	H,V
Antitrypsin	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	15589	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,8 1,68	2 2	H
Apolipoprotein A1	Klinisk kemi Proteinkemi	Plasma	15820	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,77 2,05	5 3	H,V
Apolipoprotein B	Klinisk kemi Proteinkemi	Plasma	15821	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,45 1,18	5 3	H,V
Apo B/Apo A1 kvot	Klinisk kemi Proteinkemi	Plasma	15820	Beräkning	Cobas Pro (Roche)	-	-	-	H,V

APOE genotyp DNA	Klinisk humangenetik	DNA	1420	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
APT-tid	Klinisk kemi Koagulation	Plasma	500	Clot	STA-R Max (Diagnostica Stago)	s	35,02 77,96	3 4	H,K,V
ASAT	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15786	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µkat/L	0,15 3,81	9 2	H,V
Basöverskott	Klinisk kemi Allmänskemi	Blod (P(aB), P(vB), P(kB))	8290 1812	Beräkning	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	-	-	-	H,V
Bensodiazepiner	Droganalyser Droger	Urin	15787	KMS	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
Bilirubin, konjugerat	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15614	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	4,44 28,77	8 5	H,V
Bilirubin, total	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15789	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	12,21 330,27	4 3	H,V
Blodgaser pCO2 pH pO2		Blod (P(aB), P(vB), P(kB))	8290 1812	Se respektive analys pCO2, pH, pO2	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)		-	Se respektive analys pCO2, pH, pO2	H,V
Calcium	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15790	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	1,59 2,98	2 2	H,V
Calcium	Klinisk kemi Allmänskemi	Urin	15790	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	2,06 3,1	3 2	H,V
Calcium/Kreatinin-clearance	Klinisk kemi Allmänskemi	Urin, Plasma	15790	Beräkning	Cobas Pro (Roche)	-	-	-	H,V
Calcium/Kreatinin-kvot	Klinisk kemi Allmänskemi	Urin	15790	Beräkning	Cobas Pro (Roche)	-	-	-	H,V
Calciumjon, fri pH7,4	Klinisk kemi Allmänskemi	Serum	8290 1812	Potentiometri	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	mmol/L	1,04 0,54 0,38 1,62	3 6 9 2	H,V
C3 komplementfaktor	Klinisk kemi Proteinkemi	Serum	15594	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,87 2,4	2 2	H
C4 komplementfaktor	Klinisk kemi Proteinkemi	Serum	15591	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,14 0,43	2 3	H
CA15-3	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	17184	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	kE/L	29,6 58,1	4 3	H
CA19-9	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	17185	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	kE/L	31,8 46,9	2 2	H
CA125	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15597	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	kIE/L	28,88 44,66	4 4	H
CEA	Klinisk kemi Endokrinologi	Serum	15598	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	µg/L	3,26 27,25	4 3	H
Ceruloplasmin	Klinisk kemi Proteinkemi	Serum	15595	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,15 0,37	3 3	H

Ciklosporin	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Blod	1992	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	ng/mL	52,18 179 370	4 4 4	H
CK (Kreatinkinas)	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15792	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	μkat/L	0,87 6,36	6 3	H,V
C-peptid	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	15599	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	0,67 3,47	4 4	H
CRP	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15793	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	1,42 55,11	4 5	H,V
CRP, manuell	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	1397	Turbidimetri	QuikRead go (Orion Diagnostica)	mg/L	25,5 77,97	5 3	H,K,V
Cystatin C	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15592	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	0,89 2,89	3 3	H
D-dimer (FEU)	Klinisk kemi Koagulation	Plasma	502	Turbidimetri	STA-R Max (Diagnostica Stago)	mg/L	0,76	9	H,K,V
DHEAS	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15572	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	μmol/L	8,02 14,4	5 5	V
Digoxin	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Plasma	15563	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	1,12 2,61	8 5	H,V
DNA-Apo E genotyp	Klinisk humangenetik	DNA	1420	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
DNA-Faktor II (Protrombin) genotyp	Klinisk humangenetik	DNA	1429	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
DNA-Faktor V genotyp	klinisk humangenetik	DNA	1429	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
DNA-Hemokromatos genotyp HFE c.845G>A och HFE c.187C>G	Klinisk humangenetik	DNA	1421	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
DNA-HLA-B27 genotyp	Klinisk humangenetik	DNA	1422	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
DNA-Laktosintolerans genotyp, position g-13910 C>T position g-13907 C>G/g-13915 T>G position g-13913 T>C	Klinisk humangenetik	DNA	1435	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
DPYD genotyp DNA	Klinisk humangenetik	DNA	11363	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-		Kvalitativ metod	H
Erythrocyter	Klinisk kemi Hematologi	Blod	7778	Impedans	Sysmex XN (Sysmex)	10 ¹² /L	2,58 4,31	2 2	H,V,F,K
Etanol	Läkemedel och toxikologi Alkoholanalyser	Plasma	15794	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	4,57 34,37	10 5	H,V
EVF	Klinisk kemi Hematologi	Blod	7780	Impedans	Sysmex XN (Sysmex)	-	0,19 0,34	3 2	H,V,F,K
Fenobarbital	Läkemedel och toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	15593	KIMS	Cobas Pro (Roche)	μmol/L	52,45 209,05	5 5	H
Fenytoin	Läkemedel och toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	15596	KIMS	Cobas Pro (Roche)	μmol/L	40,15 116,76	5 6	H
Ferritin	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15564	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	μg/L	180,95 17,2	6 5	H,V

Fibrinogen (koag)	Klinisk kemi Koagulation	Plasma	1029	Clot	STA-R Max (Diagnostica Stago)	g/L	2,91 1,44	5 5	H,V
Folat	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15565	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	6 24,17	13 11	H,V
Fosfat	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15795	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	0,72 2,58	3 3	H,V
FSH	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15573	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	IE/L	5,09 19,03	3 3	V
eGFR (Cystatin C) relativt Pt, norm	Klinisk kemi Allmänkemi	Patient	15592	Beräkning	-	mL/min/1,73 m ²	-	-	H
GFR (Iohexol) relativ	Klinisk kemi Allmänkemi	Patient	1413	Beräkning	-	mL/min/1,73 m ²	-	-	H
GFR (Iohexol), vuxna	Klinisk kemi Funktionsundersökning	Patient	2852	Funktionsundersökning	-	-	-	-	H
eGFR (Kreatinin) relativt Pt, norm	Klinisk kemi Allmänkemi	Patient	15602	Beräkning	-	mL/min/1,73 m ²	-	-	H,V
Glukos	Klinisk kemi Allmänkemi	Kap. Plasma	1387	Fotometri	HemoCue Glucose 201 DM RT (HemoCue)	mmol/L	3,06 6,27	4 4	H,F,K,V
Glukos	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15796	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	3,36 14,9	3 3	H,V
Glukostolerans	Klinisk kemi Funktionsundersökning	fPatient	2874	Funktionsundersökning	-	-	-	-	H,F,K,V
GT	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15765	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µkat/L	0,52 3,11	4 3	H,V
Haptoglobin	Klinisk kemi Proteinkemi	Plasma, Serum	15766	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,55 1,35	4 3	H,V
HbA1c	Klinisk kemi Allmänkemi	Hb(B)	3441	Vätskekromatografi	D-100 (Bio-Rad)	mmol/mol	31,88 87,13	3 2	H,V
HBsAg	Klinisk virologi Detektion av relevanta antigen	Serum	15580	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
hCG	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15566	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	IE/L	3,37 425,86	5 4	H,V
HCO ₃ , akt (37°C)	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	8290 1812	Beräknas	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	-	-	-	H,V
HCV-antikroppar	Klinisk virologi Detektion av relevanta antikroppar	Serum	15581	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
HDL-Kolesterol	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15797	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	0,61 1,44	3 4	H,V
HLA-B27-gen DNA	Klinisk humangenetik	DNA	1422	Smältpunktsanalys	LightCycler (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	H
Hemoglobin	Klinisk kemi Hematologi	Blod	1388 7781	Fotometri	HemoCue 201+ (HemoCue)	g/L	79,33	2	H, F, K, V
					Sysmex XN (Sysmex)		118,04	2	
							63,44	2	
							115,55	2	

Heparin, LM (antiFXa)	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Plasma	1917	Fotometri	STA-R Max (Diagnostica Stago)	kIE/L	1,27 0,63	6 9	H
HIV-antigen/antikroppar	Klinisk virologi Detektion av relevanta antigen/antikroppar		15582	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
Homocystein	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	1401	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	µmol/L	12,61 20,47	4 4	H
Immunglobulin A (IgA)	Klinisk kemi Endokrinologi	Serum	15885	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	1,14 3,41	3 3	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Bigift	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	4,74	13	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Björk	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	4,36	12	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, D. pteronyssinus	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	7,59	14	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Getinggifter	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	2,63	12	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Gråbo	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	2,05	10	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Hasselnöt	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	8,85	11	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Hund	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	25,49	13	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Jordnöt	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	2,34	12	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Katt	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	7,06	13	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Komjolk	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	1,42	11	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Timotej	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	7,18	11	H
IgE, allergenspecifika antikroppar, Äggvita	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1392	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	0,36	15	H
Immunglobulin E, (IgE, total)	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	1393	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	kU/L	57,27 236,78	9 9	H
Immunglobulin G (IgG)	Klinisk kemi Endokrinologi	Serum	15886	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	7,64 18,3	2 2	H
Immunglobulin G (IgG)	Klinisk kemi Endokrinologi	Urin, Pt(U)	15887	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	9,88 34,39	5 3	H
Immunglobulin G subklasser	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klinisk immunologi Proteiner	Serum	11222	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	g/L	-	Se respektive analys IgG1, IgG2, IgG3, IgG4	H
Immunglobulin G1	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klinisk immunologi Proteiner	Serum	11222	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	g/L	5,79 13,32	6 6	H

Immunglobulin G2	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klinisk immunologi Proteiner	Serum	11222	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	g/L	2,93 6,92	6 5	H
Immunglobulin G3	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klinisk immunologi Proteiner	Serum	11222	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	g/L	0,45 1,23	6 6	H
Immunglobulin G4	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klinisk immunologi Proteiner	Serum	11222	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	g/L	0,31 0,78	6 7	H
Immunglobulin M (IgM)	Klinisk kemi Endokrinologi	Serum	15888	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,54 1,65	3 3	H
IL6 (Interleukin-6)	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15675	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	ng/L	8,56 434,15	8 5	H,V
Infliximab	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	13153	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	mg/L	4,9 18,9	9 7	H
Insulin	Klinisk kemi Endokrinologi	Serum	15618	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	mIE/L	26,84 75,23	5 5	H
Iohexol	Klinisk kemi Allmänskemi	Serum	1413	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	mg/L	39,6 79,9	3 2	H
Isopropanol	Alkoholanalyser Alkoholer	Serum	1345	gaskromatografi	7800-serie (Agilent)	mmol/L	4,79 13,5	8 8	H,V
JAK2(DNA)-JAK2 (p.V617F)	Klinisk humangenetik	DNA	8157	Q-PCR	RotorGene	%	-	Kvantitativ metod med funktionskontroll	H
Järn	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15604	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	8,45 38,05	3 2	H,V
Kalcium/Kreatinin-kvot	Klinisk kemi Allmänskemi	Urin	15790	Beräkning	Cobas Pro (Roche)	-	-	-	V
Kalium	Klinisk kemi Allmänskemi	tU	15812	Jonselektiv elektrod	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	26,12 64,76	3 3	H,V
Kalium	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15812	Jonselektiv elektrod	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	2,41 5,96	2 2	H,V
Kappakedja	Klinisk kemi Proteinkemi	Urin, tU	15644	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	35,85 98,2	5 3	H
Kannabinoid, (screen) *	Droganalyser Droger	Urin	15791	KIMS	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
Karbamazepin	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	15889	KIMS	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	15,11 57,02	3 3	H
Klorid	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15813	Jonselektiv elektrod	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	73,9 122,7	2 2	H,V
Kobalamin	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15567	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	pmol/L	283,68 139,21	6 9	H,V
Kokain, (screen) *	Droganalyser Droger	Urin	15814	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	-	Kvalitativ metod	V
Kolesterol	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma	15815	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	2,15 5,52	3 3	H,V

Kortisol	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15619	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	267,91 512,6	4 4	H
Kortisol	Klinisk kemi Endokrinologi	Urin	3942	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	nmol/d	149,9 592 47,5	4 4 5	H
Kreatinin	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15602	Fotometri Enzymatisk	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	53,44 345,9	3 2	H,V
Kreatinin	Klinisk kemi Allmänkemi	tU	15602	Fotometri Enzymatisk	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	5,71 12,37	4 3	V
Laktat	Klinisk kemi Allmänkemi	Csv, Plasma	1309	Amperometri	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	mmol/L	4,43 1,6 10,32	4 5 6	H,V
Lambdakedja	Klinisk kemi Proteinkemi	Urin, tU	15645	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	13,28 43,31	10 5	H
LD (Laktatdehydrogenas)	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15767	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µkat/L	1,43 8,15	5 3	H,V
LDL-Kolesterol, direkt	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15816	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	1,26 3,34	3 3	H,V
Leukocyter	Klinisk kemi Morfologi och cellräkning	Blod	7783	Optisk	Sysmex XN (Sysmex)	10 ⁹ /L	3,09 6,93	3 3	H,V,F,K
Levetiracetam S-	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	15643	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	28,98 203,11	7 6	H
LH	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15574	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	IE/L	5,55 22,71	4 4	V
Litium	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	15768	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	0,52 1,52	4 3	H,V
Lupus antikoagulans (screen)	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Plasma	506	Clot	STA-R Max (Diagnostica Stago)	s	33,52 100,1	3 6	H
Lupus antikoagulans (confirm)	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Plasma	506	Clot	STA-R Max (Diagnostica Stago)	s	36,25 46,04	3 3	H
Magnesium	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15817	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	0,53 1,52	3 2	H,V
MCH	Klinisk kemi Morfologi och Cellräkning	Erc(Blod)	7784	Beräkning	Sysmex XN (Sysmex)	pg	24,56 26,79	2 2	H,V,F,K
MCHC	Klinisk kemi Morfologi och Cellräkning	Erc(Blod)	7784	Beräkning	Sysmex XN (Sysmex)	g/L	330,81 335,65	3 2	H,V,F,K
MCV	Klinisk kemi Morfologi och Cellräkning	Blod	7784	Beräkning	Sysmex XN (Sysmex)	fL	74,3 79,77	2 2	H,V,F,K
Metanol	Alkoholanalyser Alkoholer	Serum	1345	Kromatografi	7800-serie (Agilent)	mmol/L	3,62 25,63	10 10	H,V
Metylmalonat	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	1414	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	µmol/L	0,21 0,38	6 7	H
Mykofenolat	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Plasma	7432	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	mg/L	1,83 5,43	5 3	H

Myoglobin	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	15620	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	µg/L	37,96 263,29	3 3	H
Natrium	Klinisk kemi Allmänkemi	tU	15818	Jonselektiv elektrod	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	69,21 167,58	3 2	H,V
Natrium	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15818	Jonselektiv elektrod	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	111,8 160,11	2 2	H,V
NSE	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	15579	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	µg/L	11,53 107,64	6 5	V
NT-proBNP	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15677	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	ng/L	177,31 2319,43	5 4	H,V
Opiater, (screen) *	Droganalyser Droger	Urin	15819	KIMS	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
Orosomukoid	Klinisk kemi Proteinkemi	Serum	15891	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	0,31 0,8	10 6	H
Paracetamol	Läkemedel och Toxikologi Läkemedel	Plasma	15769	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	71,63 1052,7	4 6	H,V
pCO ₂ -Blodgas	Klinisk kemi Allmänkemi	Blod (P(aB), P(vB), P(kB)) Humana kroppsvätskor	8290 1812	Potentiometrisk	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	kPa	8,91 5,32 2,89	3 3 4	H,V
Peth 16:0/18:1	Läkemedel och Toxikologi Alkoholanalyser	Blod	1987	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	µmol/L	0,06 0,29	8 6	H
pH-Blodgas	Klinisk kemi Allmänkemi	Blod (aB, vB, kB)	8290 1812	Potentiometrisk	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	kPa	7,1 7,4 7,57	1 1 1	H,V
PK	Klinisk kemi Koagulation	Kap. Plasma	499	Clot	STA-R Max (Diagnostica Stago)	INR	1,01 2,57	3 5	H,K,V
PK	Klinisk kemi Koagulation	Plasma	188	Clot	STA-R Max (Diagnostica Stago)	INR	1,03 2,58	3 4	H,K,V
pO ₂ -Blodgas	Klinisk kemi Allmänkemi	Blod (aB, vB, kB)	8290 1812	Amperometri	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	kPa	19,22 13,78 9,59	2 3 3	H,V
Progesteron	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15575	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	3,62 33,56	6 3	V
Prokalcitonin	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15601	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	µg/L	0,49 9,3	5 5	H,V
Prolaktin (monomer)	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15576	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	mIE/L	178,42 676,84	2 3	V
Protein C (enz)	Klinisk kemi Koagulation	Plasma	147	Fotometri	STA-R Max (Diagnostica Stago)	klE/L	0,19 1,04	4 2	H
Protein HC	Klinisk kemi Koagulation	tU	15603	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	15,75 34,95	4 3	V
Proteinprofil. Elektroforetisk separation av serumproteiner och kvantitering av albumin, alfa1-antitrypsin, orosomucoid, haptoglobin, IgA, IgG, IgM	Klinisk kemi Proteinkemi	Serum	8390	Kapillärelefores	Capillarys 3 Tera (Cebia)	-	-	Kvalitativ metod	H

Proteinprofil	Klinisk kemi Proteinkemi	Serum, Urin	1394	Gelelektrofores	Hydrasys 2 (Cebia)	-	-	Kvalitativ metod	H
Protein S, fritt (imm)	Klinisk kemi Koagulation	Plasma	505	Turbidimetri	STA-R Max (Diagnostica Stago)	kIE/L	0,27 0,78	5 7	H
Provtagning	Prealans Provtagning	Venös Kapillär	269	-	-	-	-	-	H,F,K,V
PSA	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15678	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	µg/L	2,99 21,21	3 4	H,V
PTH	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15621	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	pmol/L	2,02 8,78	4 4	H,V
SHBG	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15562	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	30,02 90,04	3 4	V
Standardbikarbonat	Klinisk kemi Allmänskemi	Blod (P(aB), P(vB), P(kB))	8290 1812	Beräknas	ABL 90&800 FLEX (Radiometer)	-	-	-	H,V
Syfilis	Klinisk bakteriologi Detektion av relevanta bakterier	Serum	15583	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	-	-	Kvalitativ metod	V
Sänkreaktion (SR)	Klinisk kemi Allmänskemi	Blod	10833	Sedimenteringshastighet	Sysmex Starrsed ST	mm	5,94 47,32	5 4	H, V, F, K
T3, fritt	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15568	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	pmol/L	5,21 12	5 4	H,V
T4, fritt	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15569	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	pmol/L	17,05 33,43	4 4	H, V
Tacrolimus	Läkemedel och Toxikologi Läkemedel	Blod	1992	LC-MS/MS	Xevo TQ-S micro (Waters)	ng/mL	3,33 8,4 15,3	4 4 4	H
Testosteron	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15577	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	26,03 1,83	3 4	V
Testosteron/SHBG kvot	Klinisk kemi Endokrinologi	Serum	15577	Beräkning	Cobas Pro (Roche)	-	-	-	V
TPO-ak	Klinisk kemi Endokrinologi	Serum	15622	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	kIE/L	42,54 114,47	12 9	H
Transf-CDT	Läkemedel och Toxikologi Alkoholanalyser	Serum	1391	Vätskekromatografi	ARC (Waters)	%	0,9 4,08	10 4	H
Transferrin	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15893	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	g/L	1,37 3,52	2 3	H,V
Transferrinmättnad	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15604	Beräkning	Cobas Pro (Roche)	-	-	-	H,V
Transferinreceptor sTfR	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15892	Turbidimetri	Cobas Pro (Roche)	mg/L	1,08 3,06	4 3	H
Triglycerider	Klinisk kemi Allmänskemi	Plasma, fPlasma	15822	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	0,48 3,24	5 2	H,V
Trombocyter	Klinisk kemi Morfologi och Cellräkning	Blod	7787	Impedans/Optisk	Sysmex XN (Sysmex)	10 ⁹ /L	87,17 227,36	8 4	H,V,F,K

Troponin T	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	15624	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	ng/L	14,99 1822,22	6 6	H,V
Tryptas	Klin immunologi o transfusionsmedicin Klin immunologi	Serum	11645	FEIA	Phadia 250 (Thermo Fisher)	µg/L	11,24	11	H
TSH	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15570	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	mIE/L	3,04 0,11	4 6	H,V
Urat	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15772	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	148,77 527,13	3 8	H,V
Urea	Klinisk kemi Allmänkemi	tU	15773	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	131,73 270,23	5 4	H,V
Urea	Klinisk kemi Allmänkemi	Plasma	15773	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	mmol/L	3,04 20,47	4 3	H,V
Valproat	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	15894	Fotometri	Cobas Pro (Roche)	µmol/L	218,36 625,55	7 5	H
Vancomycin	Läkemedel och Toxikologi Läkemedelsanalyser	Serum	15774	KIMS	Cobas Pro (Roche)	mg/L	5,75 28,18	7 4	H,V
Vitamin D Total	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15571	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	nmol/L	77,66 147,43	6 5	H,V
Zink	Klinisk kemi Allmänkemi	Serum	15823	Fotometri	Cobas Pro (Roche/ Reagens ILS)	µmol/L	15 31,84	14 8	V
Östradiol	Klinisk kemi Endokrinologi	Plasma	15578	ECLIA	Cobas Pro (Roche)	pmol/L	298,59 1703,93	7 4	V