

Leveransbesked AKnet 10.3 261012


Denna version innehåller ett flertal rättningsärenden.
Nedan ser du de ändringar som berör flest användare.

NYHETER

1. Dosering dag-för-dag

Dosfälten för varje veckodag har fått ny layout. Det går fortsatt att nyttja tangentbordets piltangenter upp/ner för att öka/minska även om symbolerna som tidigare var klickbara är bortplockade från fälten.

Kryssboxarna för "Kallelse-stopp" och "påminnelse-stopp" flyttas och "intern kommentar" har nu fler rader.




2. Telefonnummer i diverse listor

Patientens telefonnummer visas nu i listorna: Bevakning, Nedtrappning, Elkonvertering/ablation och Kallade idag samt AK-enhetens senaste kontroller.

Bevakningar - utom nedtrappningar, elkonverteringar och ablationer							
Uvald mätmetod (standard: Alla)		Uvald status (standard: Aktiva)		Från datum (standard: -1 år)		Till datum (standard: +90 dagar)	
Välj visad		Ev urval bevakningsalternativ		Aktiva			
Personnr	Namn	Pst. tel.nr	AK-läkemedel	Påminnelse	Händelse	Beskrivning	Nästa kontroll
19 940101 - 2399	Häkaniho Sparvsson	0701740634	Waran 2,5 mg	2026-03-29	2026-04-04		2026-07-23
19 920115 - 3865	Sarainho Sparvsson	0701740635	Waran 2,5 mg	2026-05-12	2026-05-20	Tandläkare	2026-06-29
19 950613 - 2399	Katarina Hassan	0701740618	Waran 2,5 mg	2026-06-15	2026-06-18	Tandläkare	2026-06-23
19 700707 - 1717	Freddy Forsök		Eliquis 5 mg	2026-06-23	2026-06-23	Saknar dosering	2026-07-15

3. Max 1 vecka – Kontroll även för transplantation

Sedan tidigare har elkonvertering och ablation angivits att det inte går att sätta längre intervall (mellan två provtagningar) än 1 vecka. Nu gäller det också för transplantation.



4. Särskild dosering och nedtrappning

Operationsdagen markeras med grön bakgrundsfärg

Särskilda doseringar					
Observera! Doseringen nedan är ett förslag som ska värderas, ändras/ställas och omvärderas/fejlaktas genom granskning. För att kunna välja annan nedtrappning måste de som ligger upp som förslag tas bort (ta bort alla särskilda doseringar). Information till patient Inför planerat ingrepp 2026-07-10 krävs dosjustering enligt nedan.					
Datum	Dos	AK-läkemedel	LMH (kväll)	LMH (morgon)	
2026-07-07 tis	0	Waran 2,5 mg			
2026-07-08 ons	0	Waran 2,5 mg			
2026-07-09 tors	0	Waran 2,5 mg	Fragmin 7500 E	Innohep 2500 E	
2026-07-10 fre	3	Waran 2,5 mg	Innohep 8000 E		
2026-07-11 lör	2	Waran 2,5 mg			
Information till patient Från och med 2026-07-12 följ ordinarie dosering om inte opererande läkare meddelar annat. SEMERKA ALLA OVAN SÄRSKILDA DOSERINGAR OCH EVENTUELL INFORMATIONSTEXT.					

Kontrollfråga om en LMH-dos införs på operationsdagens morgon

LMH morgon

LMH morgon på operationsdagen stämmer det?

5. Notifiering/aviserings-kontroll 1177

Nu kontrolleras det om patienten har någon notifiering/avisering vald för sina 1177-ingångsmeddelande. Om inte visas detta meddelande för användaren vid varje skick.

Varning: 1177-meddelande skickat

OBS! Patientens 1177-meddelande har skickats till patientens inkorg på 1177.

OK

Om patienten är aktiv får användaren först information om det – varning visas bakom. När man klickat OK på att det är skickat visas varningen som man också måste klicka bort. Denna funktion går att stänga av.

Som tidigare erhålls information om patienten inte är aktiv och meddelande anses inte vara skickat.

Varning: Notifieringsmetod saknas

OBS! Patienten är aktiv i 1177 men har varken SMS eller e-post registrerad för notifieringar. Patienten kommer inte att få någon avisering om meddelandet.

OK

6. Senaste kontroll om mer än 15 tabletter anges

Ger nu blankt inte noll

AK-läkemedel	Veckodos (mg)	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	tabl/vecka	Tablett-delning
Waran 2,5 mg	35	2,5	2	2,5	2	2,5	0,0	2,5	14	0,5 (2,5 mg)

Tidigare kontroller											
Provtagning ↓	PK(INR)	Text1	AK-läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön
2026-10-02	2,5		Waran 2,5 mg	35 mg	2,5	2	2,5	2	2,5		2,5

7. Listan med Bevakningar

Nu är det möjligt att göra urval på visst bevakningsalternativ.

Bevakningar - utom nedtrappningar, elkonverteringar och ablationer

När Välj visade är blåfärgad och därmed klickbar visas endast den närmaste i tid av de bevakningar (utom nedtrappningar, elkonvertering och ablationer) enligt urval

Välj visade Visa flera/pat Urval mätmetod (standard: Alla) Alla

Personnr	Namn	Pat. tel.nr
19 441231 - 2391	Tomas Cosmic Väster	0340999999
20 220709 - 2384	Lisa Lee	
19 640905 - 3086	Andreainho Tjäderesson	0701740609

Ev urval bevakningsalternativ

- Självvärdningsutrustning, kalibrering
- Tandläkare
- Transplantation
- Övrigt

8. Listan med Elkonverteringar/ablationer

Uppdaterad med en kolumn innehållande eventuellt datum i bevakning.

Elkonvertering/Ablation

När Välj visade är blåfärgad och därmed klickbar visas endast en rad per patient. Detta även om patienten kan ha en eller flera bevakningar av typen elkonvertering/ablation eller kombinerat med behandlingstid: elkonvertering/ablation.

Välj visade Visa flera/pat Urval mätmetod (standard: Alla) Alla Urval typ (standard: Elkonvertering/Ablation) Elkonvertering

Personnr	Namn	Pat. tel.nr	AK-läkemedel	Elkonv/Abl	Ev datum i bevakning	Senaste kontrollen	Första kontrollen	Förförsta kontrollen	Före förförsta
19 421108 - 8234	Sarainho Sparvsson	0701740635	Waran 2,5 mg	Elkonvertering		2025-08-15	---	---	---
19 860627 - 9034	Sarainho Sparvsson	0701740635	Waran 2,5 mg	Elkonvertering		2025-12-15	---	---	---
20 050104 - 2386	Mira Nyberg	070-234578	Waran 2,5 mg	Elkonvertering	2026-10-02 - 2026-10-06	2026-09-29 PK(INR): 2,5	2026-09-11 PK(INR): 2,9	2026-09-09 PK(INR): 2,0	2026-06-25 PK(INR): 2,5

Rader per sida 10 1-3 av 3 |< < > >|

9. Listan Avslut och flytt

Uppdaterad med en knapp för att stoppa en begärd flyttning av en patient. Samma enhet som kan acceptera en flytt kan också stoppa den med denna nya funktion.

19 690922 - 2233	Anna Ramis	AK-mottagningen Halmstad	035-17 45 29	2023-11-17 Avflyttad testar lite	AK-mottagningen Varberg	0340-48 17 90	Acceptera	Stoppa
------------------	------------	--------------------------	--------------	----------------------------------	-------------------------	---------------	-----------	--------

10. Kortet Avlidna

Kortet för Avlidna har utgått och patienter som tidigare hamnat på Avliden-kortet har nu lagts in i Avslut och Flytt då dessa tillhör kategorin "Att avsluta".

11. Fel Meddelandeskick

Tidigare plats för Avlidna-kortet används nu för ett nytt kort: Fel meddelandeskick. Kortet: Fel Meddelandeskick får annan bakgrundsfärg (än mörkgrön) på rubriken om det blivit något fel på meddelandesicken, t.ex. e-brev som inte skickades igår.

RÄTTNINGAR

1. Kurvan hamnar "ovanpå"

Nu visas kurvan i ett separat fönster mitt på skärmen i stället för längst ner i vyn. Detta innebär att man inte längre behöver scrolla ner för att se kurvan.

2. Valfritt meddelande för patienten

Patientens alla adresser (inte bara nu giltiga) finns att välja på när PDF-mall skapas från Valfritt meddelande. Om det endast finns EN adress och den är inte är giltig t.ex. för att den är märkt "Inga meddelanden till denna adress" måste man aktivt välja den. Om adressen inte är giltig visas det färgat gult i listan där man väljer adress. Den ogiltiga adressen går att använda på valfritt meddelande.

Mottagare av patientens kallelser, doseringar, påminnelser m m						
Giltig fr o m	Giltig t o m	Typ	Beskrivning, telefonnr, fax eller email	Mottagare, namn	Gata, box, postlåda etc	Postnr och ort
2026-09-11	2026-11-01	Folkbokföringsadress		Kjell Glomér	LABGATAN 307	31138 FALKENBERG
2026-04-01	2026-10-01	Fritidsboende		Kjell Cosmic Glomér	Sandgatan 5	43900 Varberg

Välj adress

☐	Typ	Beskrivning, telefonnr, fax eller email	Mottagare, namn	c/o	Extra adressrad	Gata, box, postlåda etc	Postnr och ort
☐	Folkbokföringsadress		Kjell Glomér			LABGATAN 307	31138 FALKENBERG
☐	Fritidsboende		Kjell Cosmic Glomér			Sandgatan 5	43900 Varberg

OK AVBRYT

3. Sätta att meddelande skickats

Ny funktion för att kunna markera att Doseringsmeddelande och Kallelse skickats utan att faktiskt skapa meddelande till patientens alla mottagare. Funktionen är tillgänglig via redigeravyn för Senaste kontroll och om den är signerad. Meddelandetyp ska vara Doseringsmeddelande eller Kallelse.

Ex. När en dosering överförs muntligt till patienten och man därför inte behöver skicka ett meddelande utan endast markera att information om dosering är gjord.

Meddelandetyp
Doseringsmeddelande

☒ Sätt att skick är gjort


ANGRA SIGNERING

4. Antal påminnelser i senaste kontroll

Efter att man lagt in en ny kontroll togs inte informationen om Antal påminnelser bort direkt utan låg kvar tills man sökt fram patienten på nytt. Härmed åtgärdat så att den tas bort direkt.

5. Kurvans linjer

Gällande Kurvan för PK(INR): Om det var många värden före det senaste året visades inga linjer – endast punkterna. Härmed åtgärdat.



6. Rättelse/ändring av 1177-inkorgsmeddelande

I de fall patienten hade någon typ av sekretessinformation stängdes alla meddelanden som skickades externt av. Enda möjligheten var att skriva ut på egen skrivare. Nu justerat så att 1177-meddelanden kan skickas. Det som kvarstår enligt justerade regler är då att inga meddelanden till extern printerleverantör skickas om patienten har någon sekretessinformation.

7. PU-uppdatering

Mellannamn blev inte korrekt vid automatisk uppdatering. Härmed rättat.

Sekretessmarkeringen blev inte korrekt vid automatisk uppdatering. Härmed rättat.

8. Listan Kallade idag

Det är nu möjligt att sortera på datum för nästa kontroll.



9. Omprövningar

Omprövningslista visade som om omprövningsbrev skrivits ut när så inte var fallet utan endast vissa enligt urvalet hade skrivits ut. Härmed åtgärdat.

Omprövningsbrev (med patientansvarig som mottagare) kunde inte skapas via Valfritt meddelande. Härmed åtgärdat.

10. Bevakningar

Bevakning visade (tillfälligt) dubbla rader efter åtgärdssignering. Härmed åtgärdat.

11. Tidigare behandlingar

Om en tidigare behandling saknade behandlande enhet (vilket kunde uppstå i samband med konvertering av data från Journalia-AK) blev det fel i samband med visningen av Tidigare behandlingar. Härmed åtgärdat.

Om en tidigare kontroll saknade läkemedel (vilket kunde uppstå i samband med konvertering av data från Journalia-AK) blev det fel i samband med visningen av Tidigare kontroller. Härmed åtgärdat.

12. Tidigare kontroll (PK Självvärkning)

För att i Tidigare kontroller kunna särskilja PK-värden från en självvärkningsutrustning visas nu dessa värden i kursiv stil om användaren vid registrering valt en kontroll innehållande ordet självvärkning eller -SM.

Tidigare kontroller														
Provtagning ↓	PK(INR)	Text1	AK-läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	Tabl/v.	Text2	Intervall
2026-10-02	2,6		Waran 2,5 mg	52,5 mg	1	1	1,5	15	1		1,5	21		1 vecka

13. Bevakningar

Möjligheten att lista en patients alla bevakningar i listorna Bevakningar, Nedtrappningar och Elkonverteringar/ablationer har införts med en knapp: Visa flera/pat. Om denna väljs inaktiveras samtidigt Välj visade.

Bevakningar - utom nedtrappningar, elkonverteringar och ablationer

När Välj visade är bifärgad och därmed klickbar visas endast den närmaste i tid av de bevakningar (utom nedtrappningar, elkonvertering och ablationer) enligt urval som respektive patient har.

Välj visade

Visa flera/pat

Urval mätmetod (standard: Alla)

Alla

Ev urval bevakningsalternativ

Aktiva

Från datum (standard: -1 år)

2025-10-03

Till datum (standard: +30 da...)

2026-12-16

Personnr	Namn	Pat. tel.nr	AK-läkemedel	Påminnelse ↑	Händelse	Beskrivning	Fritext	Nästa kontroll
19 441231 - 2391	Tomas Cosmic Väster	0340999999	Waran 2,5 mg	2026-09-04	2026-11-02	Tandläkare		2025-12-23
20 220709 - 2384	Lisa Lee		Warfarin Orion 2,5 mg	2026-09-29	2026-10-01	Transplantation		
19 640905 - 3086	Andreinho Tjäderesson	0701740609	Waran 2,5 mg	2026-09-30	2026-10-01	Transplantation		2026-11-19

Rader per sida501-3 av 3<>>

Bevakningar - utom nedtrappningar, elkonverteringar och ablationer

När Välj visade är bifärgad och därmed klickbar visas endast den närmaste i tid av de bevakningar (utom nedtrappningar, elkonvertering och ablationer) enligt urval som respektive patient har.

Välj visade

Visa flera/pat

Urval mätmetod (standard: Alla)

Alla

Ev urval bevakningsalternativ

Aktiva

Från datum (standard: -1 år)

2025-10-03

Till datum (standard: +30 da...)

2026-12-16

Personnr	Namn	Pat. tel.nr	AK-läkemedel	Påminnelse ↑	Händelse	Beskrivning	Fritext	Nästa kontroll
19 441231 - 2391	Tomas Cosmic Väster	0340999999	Waran 2,5 mg	2026-09-04	2026-11-02	Tandläkare		2025-12-23
19 441231 - 2391	Tomas Cosmic Väster	0340999999	Waran 2,5 mg	2026-09-04	2026-11-02	Självvärkningsutrustning, kalibrering		2025-12-23
20 220709 - 2384	Lisa Lee		Warfarin Orion 2,5 mg	2026-09-29	2026-10-01	Transplantation		
19 640905 - 3086	Andreinho Tjäderesson	0701740609	Waran 2,5 mg	2026-09-30	2026-10-01	Transplantation		2026-11-19

Rader per sida501-4 av 4<>>

I denna uppgradering har även layoutmässiga förändringar i systemet skett.