

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

Förändring fr.o.m. 9 april 2019

PSA - justerat referensintervall

Referensintervallet för S-PSA totalt justeras för att överensstämna med vad som anges i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Efter förändringen ser det ut på följande sätt:

S-PSA

Män:

<70 år: <3 µg/L

70-80 år: <5 µg/L

>80 år: <7 µg/L

5-alfareduktashämmare (dutasterid/finasterid) sänker PSA-värdet till hälften inom ett år vid godartad prostataförstoring utan samtidig cancer. För patienter som tar 5-alfareduktashämmare bör alltså åtgärdsgränserna halveras.

Analyserade laboratorium

Analys av PSA kommer att ske både i Varberg och Halmstad.

Vid frågor kontakta:

Specialistläkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94