

04 28 09 Hjälpmedel för stimulering av sinnen genom fysisk beröring

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)
[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel för stimulering av sinnen genom statisk eller dynamisk fysisk beröring. Här ingår t.ex. överdrag, kuddar, kläder, borstar, bollar för sensorisk stimulering.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som innebär motorisk eller psykisk oro.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning till följd av motorisk eller psykisk oro.

Mål med hjälpmedlet

Väst: Bibehålla eller öka aktivitetsförmåga i det dagliga livet genom stimulering av sinnen till ökad kroppsmedvetenhet.

Sittdyna: Möjliggöra ökad aktivitetsförmåga i det dagliga livet genom en dynamisk sittställning och stimulera sinnen till att öka kroppsmedvetenhet.

Övrigt

Beakta leverantörens säkerhetsföreskrifter gällande användning av tyngdväst.

Tyngdväst kan inte förskrivas som träningshjälpmedel.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bilaga Utprovning tyngdväst kan användas som stöd i bedömningen

Beakta personens balansförmåga eftersom västen kan medföra ändrad tyngdpunkt.

Utprovning

Det finns möjlighet att boka egen utprovning på Hjälpmedelscentrum i Halmstad, Varberg samt Kungsbacka.

Vid introduktion av västen bör den användas kortare stunder enligt leverantören. Öka tiden och antal tillfällen successivt.

Västen kan användas och ge effekt inför, under eller efter aktivitet.

Tyngdvästen används vanligen under en avgränsad tid under dagen.

Uppdaterat från föregående version

Ny ISO-kod och ursprungskod är ISO-04 27 18 samt ny ISO-kodsdefinition.
Kompletterats med fysioterapeut/sjukgymnast