

Autologa serumdroppar för ögonbruk

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Beredning](#)
[Användning](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Ögondroppar utvunna ur patientens eget blod utgör behandling för patienter med hornhinn sjukdomar som inte svarar på annan behandling. Syftet är att tillföra fukt och tillväxtfaktorer för att ge en optimerad miljö för läkning.

Beredning

Ögonmottagningen har tagit kontakt med Klinisk kemi med önskemål om beredning av serumdroppar. De kontaktar dig för en lämplig tid. Där tappas du på blod som centrifugeras och den klara vätskan tappas på sprutor med avtagbar kork. Du ska ha med en kylväska med kylklampar att lägga sprutorna i.

Användning

Efter hemkomst läggs sprutorna i frysen och en av sprutorna tas ut varje dag och läggs i kylen. Sprutan ska förvaras kallt och vi rekommenderar att använda en liten kylväska att förvara den i när du lämnar hemmet. Varje dag byter du ut sprutan mot en ny. Droppa ögonen minst fem gånger om dagen eller så länge det finns kvar vätska i sprutan. Hör av dig om du blir sämre under behandlingstiden.

Uppdaterat från föregående version