

12 36 04 Mobila lyftar för överflyttning av en stående person

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Utrustning för att lyfta och förflytta en person från en sittande ställning till en stående ställning, och som fritt kan rullas omkring, med kroppsstödsenheten bestående av slingor, ett fotstöd och ett ben- eller knästöd.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att själv ändra kroppsställning från sittande till stående samt att göra överflyttning från en plats till en annan.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär stor svårighet att självständigt resa sig upp och sätta sig ned samt att göra överflyttning.

Personen ska ha tillräcklig muskelkraft och ledstabilitet för att kunna bibehålla stående ställning med stöd.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra stående förflyttning.

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning

Det finns möjlighet att boka egen utprovning på Hjälpmedelscentrum i Halmstad, Varberg samt Kungsbacka.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Övrigt

Mobil stålyft ska alltid användas tillsammans med lyftväst från samma leverantör.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar.