

Njurbiopsi njurmedicin metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Patientförberedelser](#)
[Läkemedel](#)
[Duka sterilt](#)
[Lägg fram](#)
[Tillvägagångssätt](#)
[Provtagning](#)

[Eftervård](#)
[Transport av prover](#)
[Vid frågor om provtagning](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Patientförberedelser

Röntgenjournal
Minst 4 timmars fasta
Blödningsstatus och blodgruppering + bastest
PVK
Premedicinering
Remiss till Patologen SU/Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ska vara med patient från avdelning
Ta puls och blodtryck vid behov
Patientsamtycke biobank

Läkemedel

Klorhexidinsprit
Carbocain 10 mg/ml

Duka sterilt

Kundanpassat set
Biopsinål 1,2 mm
Biopcutinstrument eller engångs mellannål 1,2 mm
Needleguide beroende på transducer
Needleguidekit
Sax

Lägg fram

Formalinrör

Tillvägagångssätt

1. Patienten i bukläge
2. Läkaren gör ultraljud
3. Sprittvätta och lägg på sterila dukar
4. Läkaren sätter needleguiden på transducern
5. Lägg gel på transducern
6. Stoppa ner transducern i strumpan
7. Läkaren sätter på needleguidekitet
8. Läkaren lägger bedövning och gör ett litet snitt i huden

9. Läkaren kopplar biopsinålen på bioptycutininstrumentet och utför biopsin
10. Provet läggs på en bit av den gröna sterilduk som vi klippt till innan den läggs på patient och stoppas sedan i formalinrör. Stäng locket och tryck på knappen.
11. Sätt på lämpligt förband
12. Märk röret med födelsedata och namn, datum och tid

Provtagning

Patienten ska ligga i bukläge

Två prov tas

Läkaren lägger provet på vävbitar som stoppas ned i formalinröret, sätt namnetikett på. Se till att det är tillräckligt mycket vätska i röret så att formalinet kommer ut, provet får inte torka.

Eftervård

Sätt ett förband på patienten

Övrig eftervård enligt vårdavdelningens bestämmelser

Personal från avdelning hämtar patienten

Transport av prover

Packa proverna i kuvert och lägg remisserna i kuvertet.

- Proverna skickas med Resam kl. 10:30 – proverna måste vara på Transport senast kl. 10:15.
- Det går ytterligare Resam kl. 13:00, proverna måste då vara på Transport senast kl. 12:45. Ring 811 88 och meddela Kundtjänst att prov ska med den sena bilen, senast kl. 12.15, annars kör Resam förbi Varberg.

Lämna kuvertet med prover till Kundtjänst, som förmedlar vidare till Resam, som tar kuvertet till Patologilab på SU/Sahlgrenska sjukhuset. Alla transporter debiteras remitterande avdelning.

Meddela Patologilab på SU/Sahlgrenska sjukhuset, telefon 031-342 66 74 att njurbiopsiprover kommer från Varberg, meddela även patientens namn och födelsedata.

Vid frågor om provtagning

031-342 66 74

Uppdaterat från föregående version

2022-09-06: Tagit bort och lagt till under Duka sterilt. Uppdaterat info om att provet läggs på sterilduk.

2020-02-17: Ersatt rör med fixeringsvätska med formalinrör. Meddela Kundtjänst om prov ska med sen bil

2018-01-29: Ändrat tider när Resam går till SU.

2017-11-28: Ändrat vilka nålar som ska användas samt lagt till engångs mellannål