

# Handskguide

## Operation

### Undersökning / Skydd



AVTAL RU14010 2015-06-01 – 2017-05-30 inklusive 2 års förlängning

Detta dokument har utarbetats av:

Eva Nilsson, produktsamordnare [eva.a.nilsson@regionhalland.se](mailto:eva.a.nilsson@regionhalland.se)

Anne-Lee Edenhammar, inköpscontroller [anne-lee.edenhammar@regionhalland.se](mailto:anne-lee.edenhammar@regionhalland.se)

Martin Samuelsson, Instruktör, Biomedicinsk analytiker [martin.samuelsson@regionhalland.se](mailto:martin.samuelsson@regionhalland.se)


Carianne Vessin-Sevholt, AC Hygien [carianne.vessin-sevholt@regionhalland.se](mailto:carianne.vessin-sevholt@regionhalland.se)

Reklamation/avvikelse kontakta Logistikservice. [forradsservice@regionhalland.se](mailto:forradsservice@regionhalland.se)

Avtalsfrågor kontakta upphandlare Lena Dalström [lena.dalstrom@regionhalland.se](mailto:lena.dalstrom@regionhalland.se)

# Handskpyramiden

När ska man använda handskar?



Viktigt med handskar 3

Att välja rätt handske

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av handske, t ex:

- Vad ska handskarna skydda mot?
- Hur länge ska de skydda?
- Finns allergi/överkänslighet hos personal eller patienter, t ex latex- och/eller kontaktallergi?
- Är det viktigt att kunna greppa bra? Behövs fingertoppskänsla?

Hur väl en handske skyddar mot risker beror bl a på följande faktorer:

- Vilket material handsken är gjord av
- Handskens tjocklek
- Kvalitet från tillverkningen
- Ålder och förvaring av asken

Innehållsförteckning	Leverantör	Sidnummer
----------------------	------------	-----------

## Operationshandskar

### Handsakar av Latex

Biogel Eclipse Indikator, Dubbelpackad, steril	Mölnlycke Healthcare	3
Biogel Eclipse, steril	Mölnlycke Healthcare	3
GammexPF Standard, steril	Berner Medical	3
Gammex Sensitive tunn, steril	Berner Medical	4

### Handsakar av Syntet

Biogel PI Indikator System Dubbelpackad, steril	Mölnlycke Healthcare	4
Biogel PI UltraTouch, steril	Mölnlycke Healthcare	4
GammexPF Isoderm, steril	Berner Medical	5
GammexPF Isoderm Sensitive tunn, steril	Berner Medical	5
GammexPF Isoderm Underglove, steril	Berner Medical	5

### Handsakar av Neopren

GammexPF Non-Latex Sensitive, steril	Berner Medical	6
GammexPF Dermaprene, steril	Berner Medical	6

## Undersöknings- och skyddshandskar

### Handsakar av Nitril

Standardhandskar Klinion Ultra	Mediq	7
Standardhandskar, långa Medola	Mediq	7
Provtagningshandskar med släta fingertoppar Milky Sensitive	Papyrus	7

### Undersöknings- och skyddshandskar vid arbete där extra avancerat skydd krävs av Nitril och Nitril/Neopren

EcoShield ECO	Nordic Biolabs	8
Shieldskin ORANGE	Nordic Biolabs	8
Shieldskin CHEM	Nordic Biolabs	8

### Handsakar av Latex

Latex undersökningshandskar Sempercare	OneMed	9
--	--------	---

### Handsakar av Plast

Plasthandskar på ark, steril	Mediplast	9
Plasthandskar armbågsånga	Papyrus	9

### Vantar av Bomull

Vantar bomull 100%	OneMed	10
Vantar bomull 100% utan sömmar i fingrar	Abena	10

## Tillbehör

Handskhållare för 1, 2, 3 och 4 dispenserförpackningar	Abena	10
--	-------	----

# Operationshandskar

## Handskar av Latex

Naturellt gummilatex eller latex kommer från den mjölkvita, vattenaktiga, geléliknande vätska, som hämtas från gummiträdet. Komfort och passform är mycket bra, tack vare materialets höga elasticitet och latexens "minne", vilket gör att handsken återtar sitt ursprungliga läge. Upphandlade produkter är tvättade många gånger för att få ner allergenhalten till mycket låga nivåer.

### **Biogel Eclipse Indikator Dubbelpackad, steril Mönlycke Healthcare**

Dubbelpackade puderfria handskar med grön innerhandske och halmstråfärgad ytterhandske. Innerhandske är ett halvt nummer större än ytterhandske. Belagd insida med skyddande material, handske med rullkant. Punkterad ytterhandske kan ersättas med Biogel Eclipse.

Grön/Halmstråfärgad  
Längd 283 – 300 mm  
2 x 25 par/fp

Storlek	Mediqs nummer
5,5/6,0	53262
6,0/6,5	53263
6,5/7,0	53264
7,0/7,5	53265
7,5/8,0	53266
8,0/8,5	53267
8,5/9,0	53268



### **Biogel Eclipse, steril**

### **Mönlycke healthcare**

Puderfria. Kan användas separat eller som bytshandske till Biogel Eclipse Indikator. Belagd insida med skyddande material, handske med rullkant.

Halmstråfärgad  
Längd 282-300 mm  
2 x 25 par/fp

Storlek	Mediqs nummer
5,5	53269
6,0	53270
6,5	53271
7,0	53272
7,5	53273
8,0	53274
8,5	53275
9	53276



### **Gammex PF Standard, steril**

### **Berner Medical**

Puderfri, standardhandske. Låg allergenhalt r/t beläggning på handskens insida.

Halmstråfärgad  
Längd 290 mm  
40 par/fp

Storlek	Mediqs nummer
5,5	53246
6,0	53247
6,5	53248
7,0	53249
7,5	53250
8,0	53251
8,5	53252
9,0	53253



## Gammex Sensitive tunn, steril

## Berner Medical

Puderfri, extra tunn handske med fint greppmönster. Låg allergenhalt r/t låg proteinhalt

Ljusbrun  
Längd 285 mm  
25 par/fp

Storlek	Mediqs nummer
5,5	53254
6,0	53255
6,5	53256
7,0	53257
7,5	53258
8,0	53259
8,5	53260
9,0	53261



## Handskar av Syntet

Polyisopren är namnet på polymerer av isopren. Det skapar en petroleum baserad korsbunden film som erbjuder ett skydd liknande latex.

## Biogel PI Indikator System Dubbelpackad, steril Mönlycke Healthcare

Dubbelpackade puderfria handskar med blå innerhandske och halmstråfärgad ytterhandske. Latexfritt dubbelhandsksystem med visuell punktionsindikering. Underhandskens storlek är ett halvt nummer större än ytterhandsken. Punkterad ytterhandske kan ersättas med Biogel Eclipse syntet.

Blå/halmstråfärgad  
Längd 283 – 301 mm  
2 x 25 par/fp

Storlek	Mediqs nummer
5,5/6,0	53309
6,0/6,5	53310
6,5/7,0	53311
7,0/7,5	53312
7,5/8,0	53313
8,0/8,5	53314
8,5/9,0	53315



## Biogel PI UltraTouch, steril

## Mönlycke Healthcare

Puderfria. Kan användas separat eller som bytshandske med Biogel PI Indikator System.

Halmstråfärgad  
Längd 283- 301 mm  
40-50 par/fp

Storlek	Mediqs nummer
5,5	53316
6,0	53317
6,5	53318
7,0	53319
7,5	53320
8,0	53321
8,5	53322
9,0	53323



### GammexPF IsoDerm, steril

Kan användas separat som standardhandske eller som ytterhandske i kombination med GammexPF IsoDerm Underglove, liknande ett punktionsindikeringssystem. Puderfri och fri från allergiframkallande ämnen DPG och CPC. Rullkant.

Storlek	Mediqs nummer
5,5	53301
6,0	53302
6,5	53303
7,0	53304
7,5	53305
8,0	53306
8,5	53307
9,0	53308

Vit  
Längd 300 mm  
40 par/fp



### GammexPF IsoDerm Sensitive tunn, steril

Kan användas separat eller som ytterhandske i kombination med GammexPF IsoDerm Underglove, liknande ett punktionsindikeringssystem. Antiglidbehandlad yta. Puderfri och fri från allergiframkallande ämnen DPG och CPC. Rullkant.

Storlek	Mediqs nummer
5,5	53285
6,0	53286
6,5	53287
7,0	53288
7,5	53289
8,0	53290
8,5	53291
9,0	53292

Vit  
Längd 300 mm  
40 par/fp



### GammexPF IsoDerm Underglove, steril

Kan användas som underhandske i kombination med GammexPF IsoDerm, liknande ett punktionsindikeringssystem. Puderfri och fri från allergiframkallande ämnen DPG och CPC.

Storlek	Mediqs nummer
5,5	53293
6,0	53294
6,5	53295
7,0	53296
7,5	53297
8,0	53298
8,5	53299
9,0	53300

Grön  
Längd 300 mm  
40 par/fp





## Handskar av Neopren


Neopren är ett syntetiskt gummi som har snarlika, positiva egenskaper som latex. Neoprenhandskar har god resistens mot många kemikalier, som till exempel syror, alkohol, kaustik, tvättmedel, ketoner, samt ett flertal av våra vanligaste cytostatika.

### **GammexPF Non-Latex Sensitive, steril**                      **Berner Medical**

Puderfria. Kan användas som standardhandske eller ytterhandske i kombination med GammexPF Dermaprene. Utan rullkant. Neopren handskar med polyuretanbelagd insida.

Storlek	Mediogs nummer
5,5	53325
6,0	53327
6,5	53329
7,0	53331
7,5	53333
8,0	53335
8,5	53337
9,0	53339

Vit.  
Längd 305 mm  
25 par/fp



### **GammexPF Dermaprene, steril**    **Berner Medical**

Puderfria. Kan användas som underhandske i kombination med Gammex Non-Latex Sensitive – liknande ett punktionsindikeringsystem. Utan rullkant.

Storlek	Mediogs nummer
5,5	53324
6,0	53326
6,5	53328
7,0	53330
7,5	53332
8,0	53334
8,5	53336
9,0	53338

Grön  
Längd 305 mm  
25 par/fp



# Undersöknings- och skyddshandskar

## Handskar av Nitril

Nitrilgummi är ett syntetiskt material. Materialet har en hög draghållfasthet och ett högt punktionsmotstånd. Samtliga nitrilhandskar är genombrottstestade mot vanliga cytostatika enligt EN-374-3 eller ASTM D 6978-05 standard. Nitrilhandskar är extra hållbara och har tre gånger bättre punktionsmotstånd än latex. Nitrilhandskar, alternativt dubbla handskar, bör användas vid känd blodsmitta. Handskarna ger ett bättre skydd än latex och vinyl mot många kemikalier, som till exempel etanol, isopropanol, formaldehyd och klorhexidin. Acceleratorfria handskar innebär att man producerat handskarna utan de kemikalier som kallas accelerators, och är lämpliga när känslighet för kemikalier är ett problem för patienter eller personal.

### **Standardhandskar Klinion Ultra**

### **Mediq**

Användningsområde: Omvårdnadsarbete, tandvård, undersökningar och livsmedelshantering vid minimala risker och låg skydds nivå. Undersökningshandske med hög elasticitet. Latex, puder- och proteinfri samt acceleratorfri. Livsmedelsgodkänd.

Storlek	Mediqs nummer
X-Small	53345
Small	53346
Medium	53347
Large	53348
X-Large	53349

Vit  
Längd 240 mm  
150 st/fp



### **Standardhandskar, långa Medola**

### **Mediq**

Användningsområde: Omvårdnadsarbete, cytostatika, tandvård, undersökningar, städning och livsmedelshantering vid låga risker och låg skydds nivå. Extra lång undersökningshandske med hög elasticitet. Latex, puder- och proteinfri samt acceleratorfri. Livsmedelsgodkänd.

Storlek	Mediqs nummer
X-Small	53360
Small	53361
Medium	53362
Large	53363
X-Large	53364

Blå  
Längd 295 mm  
100 st/fp



### **Provtagningshandskar med släta fingertoppar Milky Sensitive**

### **Papyrus**

Användningsområde: Lämplig vid provtagningsverksamhet, omvårdnadsarbete och tandvård där fingertoppskänsla krävs vid minimala risker och låg skydds nivå. Puderfri. Silikonfri. Latexfri. Acceleratorfri.

Storlek	Mediqs nummer
X-Small	53350
Small	53351
Medium	53352
Large	53353
X-Large	53354

Vit  
Längd 240 mm  
150 st/fp





# Undersöknings- och Skyddshandskar vid arbete där extra avancerat skydd krävs av Nitril och Nitril/Neopren

För information om genombrottstider i dessa handskar använd nedanstående webbaserade guide:  
<http://www.shieldscientific.com/public/chemical-resistance-guide/>

## EcoSHIELD ECO

Användningsområde: Lämplig vid laboratorieverksamhet, omvårdnadsarbete, tandvård, undersökningar, smittstädning vid avancerade risker där ett extra avancerat skydd krävs. AQL <0,65 PPE (89/686/EEC) kategori 3. Puderfria.

Storlek	Mediqs nummer
X-Small	53340
Small	53341
Medium	53342
Large	53343
X-Large	53344

Vit  
Längd 250 mm  
Tjocklek = 0,14 mm  
på fingertopp  
150 st/fp



## Nordic Biolabs

## SHIELDskin ORANGE

Användningsområde: Lämplig vid isocyanater, akrylater, cytostatika, laboratorieverksamhet, virus, riskarbete och smittstädning. Riskarbete med hög skyddsnivå där ett extra avancerat skydd krävs. Dubbelt lager av Nitril och Neopren. AQL 0,65 PPE(89/686/EEC) kat. 3. Puderfria

Storlek	Mediqs nummer
X-Small	53365
Small	53366
Medium	53367
Large	53368
X-Large	53369

Orange  
Längd 300 mm  
Tjocklek = 0,17 mm  
på fingertopp  
90 st/fp



## Nordic Biolabs

## SHIELDskin CHEM

Användningsområde: Lämplig vid laboratorieverksamhet, vid risk för viruskontamination och högriskarbete där ett extra avancerat skydd krävs. Dubbelt lager av Nitril och Neopren. AQL 0,65 PPE(89/686/EEC) kategori 3. Puderfria.

Storlek	Mediqs nummer
X-Small	53355
Small	53356
Medium	53357
Large	53358
X-Large	53359

Röd  
Längd 300 mm  
Tjocklek = 0,35 mm  
på fingertopp  
40 st/fp



## Nordic Biolabs

## Handskar av Latex

Naturellt gummilatex eller latex kommer från den mjölkvita, vattenaktiga, geléliknande vätska, som hämtas från gummiträdet. Komfort och passform är mycket bra, tack vare materialets höga elasticitet och latexens "minne", vilket gör att handsken återtar sitt ursprungliga läge. Upphandlade produkter är tvättade många gånger för att få ner allergenhalten till mycket låga nivåer.

### **Latex undersökningshandskar Sempercare**

### **OneMed**

Användningsområde: Lämplig vid omvårdnadsarbete, tandvård, undersökningar och livsmedelshantering vid minimala risker och låg skyddsnivå. Puderfria och livsmedelsgodkända.

Storlek	Mediqs nummer
X-Small	53370
Small	53371
Medium	53372
Large	53373
X-Large	53374

Vit  
Längd 240 mm  
100 st /fp



## Handskar av Plast

### **Plasthandskar på ark, steril**

### **Medioplast**

Användningsområde: Avsedd för undersökning. PVC-fri parföpackad handske. Puderfria.

Storlek	Mediqs nummer
Small	53375
Medium	53376
Large	53377

Transparent  
Längd: 280 mm  
50 par/fp



### **Plasthandskar armbågslånga**

### **Papyrus**

Extra kraftig polyetenhandske medpräglad yta. Puderfria

Storlek	Mediqs nummer
One size	53378

Transparent  
Längd: 530 mm  
100 st/fp



## Vantar av Bomull

### **Vantar bomull 100%**

### **OneMed**

Används under alla slags handskar för att absorbera svett och fukt. Tunn och oblekt.

Storlek	Mediqs nummer
Small	53383
Medium	53384
Large	53385

Vit  
Längd: 300 mm  
40 st/fp



### **Vantar bomull 100% utan sömmar i fingrar**

### **Abena**

Används under alla slags handskar för att absorbera svett och fukt. Färgkodad efter storlek. Elastiken i handsken innehåller latex.

Storlek	Mediqs nummer
XS	53386
S	53387
M	53388
L	53389

Vit  
Längd: 230 mm  
12 par/fp



### **Handskhållare för 1, 2, 3 och 4 dispenserförpackningar**

### **Abena**

Passar till dispenserförpackningar för handskar och förkläden. Rostfritt stål. Justerbar.

För antal förpackningar	Mediqs nummer
1	53379
2	53380
3	53381
4	53382

