

Sprutan är framtagen på ett sätt som minskar mängden luft mellan proppen och änden av cylindern före användning och minskar mängden läkemedel som finns kvar i sprutan efter injektion till i genomsnitt 0,01 milliliter. Sprutans döda utrymme har beaktats vid sprutans utformning och skalgraderingen. Sprutan är kalibrerad på ett sätt som gör att när läkemedlet matchar 0,3 ml-linjen injiceras 0,3 ml i patienten. Det rekommenderas inte att försöka kompensera luftvolymen i sprutan genom att dra ut mer läkemedel.

